

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ユーティリティワックス 70896000

レディインジェクションワックス（ハード）

【形状・構造及び原理等】

形状：円柱状、長さ 20cm

色調：ブルー

成分：パラフィンワックスとマイクロクリスタリンワックス

性能等：

項目	規格
規格試験	加圧短縮試験（硬性％）21℃、37℃、45℃で 0.5 以下、 2.0 以下、20.0 以上の 90.0 以下であること

*原理：本品は、パラフィンワックスとマイクロクリスタリンワックスを溶かし、混ぜ合わせたハードタイプのワックスを直径 1.5mm～7.0mm の各サイズに線引き、長さ 20cm になるよう切断したものである。

【使用目的又は効果】

本品は、射出成形法により製作される義歯又は歯冠の石膏型において、そのスプルー、ランナー又はエアベントの形成に使用する。

【使用方法等】

歯科技工士は、ワックス義歯又はワックス歯冠をフラスコに一次埋没した後、レディインジェクションワックス（ハード）の中から目的に応じたサイズを選択し、スプルー、ランナー又はエアベントを植立し、その後二次埋没し流蠟して射出成形用の石膏型を作製する。

【使用上の注意】

1. 本品は、【使用目的・効能又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
2. 本品は、歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。
3. 本品は、可燃性であるため使用の際には火傷をしないように注意すること。
4. 本品は、高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・本品は、高温、多湿、直射日光を避けて冷暗所に保管し、1 つの保管庫で大量に保管しないこと。使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*使用期限

本品は、包装に記載の使用期限までに使用すること。
（記載の使用期限は当社自主基準による）

【包装】

ハード 1.5mm×90 本入／箱、4.0mm×30 本入／箱
5.0mm×25 本入／箱、6.0mm×15 本入／箱
7.0mm×15 本入／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：東伸洋行株式会社

住所：〒950-2074
新潟県新潟市西区真砂 3-23-2

電話番号：025-233-1347

FAX 番号：025-265-2567

製造元：東伸洋行株式会社

レイニング工法システム解説書「技工マニュアル」を必ずご確認下さい