

歯科材料 03 義歯床材料
管理医療機器 義歯床補修用レジン 70831000

デンチャーベースレジン P

【禁忌・禁止】

本品はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：粉剤及び液剤

成分：

【粉剤】ポリメタクリル酸のメチルとエチル、重合開始剤、顔料

【液剤】メタクリル酸メチル、架橋剤

性能等：

項目	規格
曲げ強さ	65MPa 以上
曲げ弾性率	2000MPa 以上
吸水量	0.7 mg/cm ³ 以下
溶解	1.6 μg/mm ³ 以下
残留 MMA モノマー	2.2% 以下

*原理：粉剤と液剤を混和することで化学重合により硬化し、硬質の裏装材となる。

【使用目的又は効果】

本品は、義歯床裏装、改床又は補修に用いること。

【使用方法等】

【筆積法】補修部を削除して新生創面を出し、混和皿に粉剤と液剤適量を各々別々にとり、筆先に液剤をつけて潤し、粉剤に接触させて粉末の一塊をとり、そのまま液剤が粉末に湿潤するまで待ち、補修部に塗布填塞する。これを繰返して築盛りし、直ちにポリエチレンシートで表面を覆い、硬化を待ち、硬化後通法により研磨仕上げを行う。

【圧接法】補修部を削除して新生創面を出し、混和皿に必要量の液剤をとり、徐々に粉末を加え、ヘラ等で5～10秒間混和し、直ちに補修箇所に適応する。適用部位を軽くポリエチレンシートで覆った後、暫時圧迫して硬化を待つ。硬化後通法により研磨仕上げを行う。標準混和比は粉：液＝3：2である。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- ②本品は、歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。
- ③本品は、口腔内では直接使用しないこと。
- ④本品は、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者さんには使用しないこと。また、本品使用により過敏症があらわれたときには使用を中止し、医師の診断を受けること。

*2. 重要な基本的注意

- ①本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者さんには使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ②本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・本品の液剤は、高温、多湿、直射日光を避けて冷暗所に保管すること。
- ・本品の液剤は、揮発性があるので使用後は直ちに密閉すること。

*使用期限

本品は、包装に記載の使用期限までに使用すること。
（記載の使用期限は当社自主基準による）

【包装】

粉剤 100g / 本

液剤 100cc / 本

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：東伸洋行株式会社

住所：〒950-2074
新潟県新潟市西区真砂3-23-2

電話番号：025-233-1347

FAX 番号：025-265-2567

製造業者：東伸洋行株式会社

取扱説明書をご参照下さい