

類別名称：歯科材料 04 歯科用根管充填材料
管理医療機器 一般の名称：歯科用根管充填ガッタパーチャポイント JMDNコード：31872000

販売名：ガッタパーチャポイント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある患者の適用及び歯科医療従事者の使用は禁止。
- 2) 本材又は類似成分(ゴム, 酸化亜鉛)の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者に使用しないこと。
- 3) 本材又は類似成分(ゴム, 酸化亜鉛)の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がある術者は使用しないこと。

【使用上の注意】

- (1) 使用注意
 - ①問診により本材に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - ②本材の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者及び術者は使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 - ③本材は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
 - ④本材は、加熱使用するため、使用の際火傷をしないよう、また患者に火傷をさせないよう注意すること。

【形状・構造及び原理等】



形状：JIS T-6515「歯科用根管充填ポイント」

テーパーサイズ	長さ 25mm	長さ 20mm	長さ 15mm
06858	特大	—	—
07035	L大	—	—
06131	太大	太中	太小
04131	大(#40)	中	小
02727	細大(#25)	細中	細小

成分：トランスポリイソブレン(ガッタパーチャ等)、ワックス類、充填材及びその他の混合物

【使用目的又は効果】

根管形成後の歯根管を充填する材料。

- (1) 使用目的、用途
歯の根管の充填に用いる。主として、根管の歯髄除去・清掃消毒が完了した後、根管歯髄腔を填塞する材料。

【使用方法等】

- (1) 消毒
 - ①約 70^{w/w}%のエタノール(消毒用エタノール, CH₃CH₂OH)に1分間以上浸漬。
 - ②5～6^{w/v}%の次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)に1分間浸漬。
※長時間浸漬すると表面が軟化し、使用できなくなります。
 - ③ポビドンヨード(C₆H₉NO)_n・x I の原液に2～3分間浸漬。
- (2) 充填
・側方加圧充填の通法で行います。
- (3) 除去
・根管再治療等の際には、ユーカリソフトプラス等により、ガッタパーチャを軟化し、除去します。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・直射日光を避け、室温・暗所で保存のこと。
- ・本材を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所など)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の室温・暗所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

〔使用期限〕

- ・本材は箱に記載の使用期限までに使用すること〔自己認証(当社データ)による〕

包装

各品目共 150 本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋4-25-12
電話番号：03-3962-8811
ファックス：03-3961-1859