

類別名称：歯科材料 06 歯科用印象材料
管理医療機器 一般的名称：歯科用アルギン酸塩印象材 JMDNコード：35863000

販売名：インプレックス

【禁忌・禁止】

- 1) 本製品又は類似成分の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者に使用しないこと。
- 2) 本製品又は類似成分の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

※【形状・構造及び原理等】



形状：粉末

該当規格：JIS T6505「歯科用アルギン酸塩印象材」

主成分：アルギン酸ナトリウム、アルギン酸カリウム、珪藻土、硫酸カルシウム、その他

(1) 物理的性質（試験方法：JIS T 6505）（水温 23℃）

	タイプ I	タイプ II
練和時間	30 秒	30 秒
標準混水量 (全額)	粉 8.0g 水 20mL	粉 8.0g 水 20mL
操作時間	1 分 00 秒	1 分 30 秒
初期硬化時間	1 分 30 秒	2 分 00 秒
種類	粉末状	粉末状

【使用目的又は効果】

ゲル形成主成分としてアルギン酸塩を含有する印象材をいう。

- (1) 使用目的、用途
口腔内の印象採得を行う材料である。

【使用方法等】

- (1) 計量
粉末 8.0g：水 20ml の割合で計量します。
- (2) 練和
スパチュラーで粉末と水が均一化するまで 30 秒で手早く練和します。
- (3) トレー
練和後トレーに盛り、表面を均した後、口腔内で静かに圧接し、保持します。
- (4) 口腔内保持時間
ノーマル：1 分 40 秒 ファースト：1 分 10 秒
寒天印象材との連合印象に際しては寒天印象材メーカーの指示にしたがって下さい。
- (5) 印象採得
口腔内から撤去した印象は、直ちに石こうを注入します。
(歯科用石こう JIS T 6600 に規定されているタイプ 3、タイプ 4 又はタイプ 5 に適合するもの)

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- (1) 粉末は、計量前によくほぐしてから採取すること。
- (2) パック開封後は、密栓の可能な容器に詰め替え、異物の混入等を防ぐため使用の都度密栓すること。

【使用上の注意】

- (1) 使用注意
 - ① アルギン酸塩印象材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - ② 本材の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ③ 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ④ 本材又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
 - ⑤ 本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
 - ⑥ 採取した印象は、血液・唾液などを十分洗浄後、必要に応じ消毒を行うこと。（有効成分：エタノール、次亜塩素酸等）を用いてメーカーの指定の方法で行うこと。
 - ⑦ 本材又は練和物が、目や皮膚、あるいは衣類に付着しないような措置を講じること。また、適用部位以外の口腔粘膜になるべく付着させないこと。
 - ⑧ 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
 - ⑨ 他の製品と混用しないこと。
 - ⑩ 廃棄する場合には医療廃棄物として扱うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・本材は高温・多湿の場所を避けて室温の乾燥した場所に保管すること。

〔使用期限〕

本材は、包装袋に記載の使用期限までに使用すること。

〔記載の使用期限は当社データによる。〕

○包装

1kg×5／1 函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋 4-25-12
電話番号：03-3962-8811
ファックス：03-3961-1859