

2017 年 10 月改訂（新様式第 5 版）〔新記載要領に基づく改訂〕

2015 年 04 月改訂（新様式第 4 版）

類別名称：歯科材料 05 歯科用接着充填材料

管理医療機器 一般名称：歯科用テンポラリーストッピング JMDNコード：70867000

販売名：東洋テンポラリーストッピング

【禁忌・禁止】

- 1) 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある患者への適用及び歯科医療従事者の使用は禁止。
- 2) 本材又は類似成分(ゴム, 酸化亜鉛)の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者に使用しないこと。
- 3) 本材又は類似成分(ゴム, 酸化亜鉛)の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がある術者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



形状：円柱棒状 直径 $\phi 3.5 \pm 0.1\text{mm}$ 長さ $95 \pm 1\text{mm}$

該当規格：JIS T-6507

成分：イソブレンゴム(ガッタパーチャ等)、ワックス、

酸化亜鉛、及びその他の混合物

軟化温度：50～60℃

【使用目的又は効果】

ガッタパーチャ等の高分子材料、ワックス、酸化亜鉛等を主成分とする仮封用材料。

- 1) 使用目的、用途
窩洞を一時的に仮封する。

【使用方法等】

- ① ヒートキャリヤー等の器具先端に本材を刺し、火焰上で 0.5～1 秒程度炙るか、約 60℃のお湯に浸け、軟化します。ストッピングキャリヤーを用いる場合は、該当器具の指示に従ってください。
- ② 窩洞に圧接し、ブラガーやポイントカッターで仕上げます。

【使用上の注意】

- (1) 使用注意
「この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。※このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。」
 - ① 問診により本材に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - ② 本材の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者及び術者は使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 - ③ 本材は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
 - ④ 本材は、加熱使用するため、使用の際、火傷をしないように、また、患者に火傷をさせないよう注意すること。

(2) 重要な基本的注意

- ・ 禁忌・禁止の記載に関連する必要な記載を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・ 室温暗所保管
- ・ 本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・ 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 本材は、火気厳禁の冷暗所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・ 本材は適切に保管・管理すること。

〔使用期限〕

- ・ 本材は箱に記載の使用期限までに使用すること〔自己認証(当社データ)による〕
- ・ 一本当たりの耐用期間
(品質劣化を避けるため、累積加熱時間 20 時間以内、かつ、加熱・放冷回数 5 回以内に使用すること。)

包装

- (1) 白 225g×3 個/函
- (2) 赤 225g×3 個/函
- (3) 黄 225g×3 個/函
- (4) 3 色アソート 白 225g+赤 225g+黄 225g 計 3 個/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋 4-25-12
電話番号：03-3962-8811
ファックス：03-3961-1859