

機械器具 2 2 検眼用器具

一般医療機器 検眼レンズ JMDN34653000

LSW トライアルレンズセット

【形状、構造及び原理等】



1. 構成

球面レンズ(+/-)、乱視レンズ(+/-)、プリズムレンズ、補助レンズ及びフィルターの中から任意に組み合わせた一式(セット)、または単体。

2. 寸法及び形状

レンズ径 38mm (ツマミ部除く)

形状 枠付きレンズ(ガラス・フラットタイプ)

3. 動作原理

検眼レンズフレームに弱い度数から強い度数の矯正レンズを入れていき、最も良い視力が得られるレンズの度数から眼の屈折度数を推定する。

4. 使用環境条件**

温度範囲 +10℃～+35℃

湿度範囲 30%～90%

気圧範囲 800hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】

検眼用のレンズである。*

【使用方法等】*

1. 組み合わせて使用する医療機器

検眼レンズフレーム、販売名は限定しない。

2. 使用方法

検眼レンズフレームに検眼レンズを順次に入れ替えて、適正なレンズ度数を見出す。

【使用上の注意】

1. その他の注意**

- 1) ガラス製レンズのため取り扱いには十分注意すること。
- 2) 振動、衝撃(輸送時を含む)に注意すること。
- 3) 不安定な場所に設置しないこと。

2. 廃棄

レンズを廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

【保管方法及び使用期間等】*

1. 保管環境条件

温度範囲 -10℃～+55℃

湿度範囲 10%～95%

気圧範囲 700hPa～1060hPa

2. 貯蔵・保管

- 1) 使用後は綺麗に拭いて、振動、衝撃等を受けない安定した場所に保管すること。
- 2) 水のかからない場所に保管すること。
- 3) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

3. 耐用期間**

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年(自己認証(当社データ)による)**

【保守点検に係わる事項】*

- 1) 機器は必ず定期点検を行うこと。*
- 2) 使用しないときはケース等に入れ保管すること。*
- 3) 汚れた場合は、綺麗な柔らかい布で拭くこと。*

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 株式会社 東和

住 所 長野県中野市大字中野1698-2

電話番号 0269-22-5181

外国製造業者 連雲港天諾光学仪器有限公司

所在国 中国

[販売業者(販売店)]*

L S W レンズ 構成内容一覧表

球面度数 +/-			乱視度数 +/-			アクセサリ		
	3 3 通	3 5 通		3 3 通	3 5 通		3 3 通	3 5 通
0.12		2	0.12			ビ ^ン ホール 0.5mm		1
0.25	2	2	0.25	2	2	ビ ^ン ホール 1 mm	1	1
0.37			0.50	2	2	ビ ^ン ホール 1.5mm		1
0.50	2	2	0.75	2	2	ビ ^ン ホール 2 mm		
0.62			1.00	2	2	スリット 0.5mm		1
0.75	2	2	1.25	2	2	スリット 1 mm	1	1
0.87			1.50	2	2	スリット 1.5mm		
1.00	2	2	1.75	2	2	スリット 2 mm		
1.25	2	2	2.00	2	2	遮光板	1	1
1.50	2	2	2.25	2	2	平面	1	2
1.75	2	2	2.50	2	2	レ ^{ット}	1	1
2.00	2	2	2.75	2		グ ^{リー} ン	1	1
2.25	2	2	3.00	2	2	フ ^ル ー		
2.50	2	2	3.25			フ ^ラ ウン		
2.75	2	2	3.50			イエロー		
3.00	2	2	3.75			マ ^ト ックス		
3.25	2	2	4.00			フロスト		
3.50	2	2	4.25			クロスライン		
3.75	2	2	4.50			偏光板		2
4.00	2	2	4.75					
4.25	2	2	5.00					
4.50	2	2	5.50					
4.75	2	2	6.00					
5.00	2	2						
5.25	2	2	プリズム					
5.50	2	2		3 3 通	3 5 通			
5.75		2	0.5°	2	2			
6.00	2	2	1°	2	2			
6.50	2	2	1.5°					
7.00	2	2	2°	1	1			
7.50			3°	1	1			
8.00	2	2	4°	1	1			
9.00	2	2	5°	1				
10.00	2	2	6°		1			
11.00	2	2	7°					
12.00	2	2	8°					
13.00	2	2	9°					
14.00			10°					
16.00	2	2						
18.00								
20.00	2	2						