

機械器具 2 2 検眼用器具
一般医療機器 検眼レンズ (34653000)

35通りメニスカスレンズセット LS-35N

【形状、構造及び原理等】



1. 構成

- 1) 35通りレンズセット
- 2) 添付文書

2. 寸法及び質量

寸法	38mm × 53mm × 最大厚さ13mm
質量	検眼レンズ1枚の最大質量 14 g
レンズ径	38mm

3. 構成内容

裏面に記載

4. 動作原理

検眼レンズフレームに弱い度数から強い度数の矯正レンズを入れていき、最も良い視力が得られるレンズの度数から眼の屈折度を推定する。

【使用目的又は効果】

眼の適正なレンズ度数を見出すために使用するレンズである。

【使用方法等】

1. 組み合わせて使用する医療機器

検眼レンズフレーム、販売名は限定しない。

2. 使用方法

検眼レンズフレームに検眼レンズを順次に入れ替えて、適正なレンズ度数を見出す。

3. 使用環境

温度範囲	+10℃～+35℃
湿度範囲	30%～90%
気圧範囲	800hPa～1060hPa

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) ガラス製レンズなので取り扱いには十分注意すること。
- 2) 振動、衝撃(輸送時を含む)に注意すること。
- 3) 不安定な場所に設置しないこと。
- 4) 熟練者以外使用しないこと。

2. 廃棄

レンズを廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管環境条件

温度範囲	-10℃～+55℃
湿度範囲	10%～95%
気圧範囲	700hPa～1060hPa

2. 貯蔵・保管

使用後は綺麗に拭いて、振動、衝撃等を受けない安定した場所に保管すること。

3. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年(自己認証による)

【包装】

段ボールによる梱包 1 個単位

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 東和

第三種医療機器製造販売業


住 所 長野県中野市大字中野1698-2

電話番号 0269-22-5181

外国製造業者 Lianyungang TianNuo Optical Instrument Co., Ltd.

所在国 China

[販売業者(販売店)]



《レンズセット構成内容一覧表》

球面度数	+	-
0.12	2	2
0.25	2	2
0.50	2	2
0.75	2	2
1.00	2	2
1.25	2	2
1.50	2	2
1.75	2	2
2.00	2	2
2.25	2	2
2.50	2	2
2.75	2	2
3.00	2	2
3.25	2	2
3.50	2	2
3.75	2	2
4.00	2	2
4.25	2	2
4.50	2	2
4.75	2	2
5.00	2	2
5.25	2	2
5.50	2	2
5.75	2	2
6.00	2	2
6.50	2	2
7.00	2	2
8.00	2	2
9.00	2	2
10.00	2	2
11.00	2	2
12.00	2	2
13.00	2	2
16.00	2	2
20.00	2	2
小計（枚）	140	

乱視度数	+	-
0.25	2	2
0.50	2	2
0.75	2	2
1.00	2	2
1.25	2	2
1.50	2	2
1.75	2	2
2.00	2	2
2.25	2	2
2.50	2	2
3.00	2	2
小計（枚）	44	

特殊レンズ類	
遮蔽板	1
ピンホール1.0	1
スリット1.0	1
偏光板	2
グリーンレンズ	1
レッドレンズ	1
平面レンズ	1
小計（枚）	8

プリズム	
0.50Δ	2
1.00Δ	2
2.00Δ	1
3.00Δ	1
4.00Δ	1
6.00Δ	1
小数（枚）	8

総計（枚）	200
-------	-----