

歯科材料 1 歯科用金属  
管理医療機器 歯科鑄造用金銀パラジウム合金 JMDN コード:70774000

## トクリキ キンパラ APエース500P

### 【禁忌・禁止】

本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### ※【形状・構造及び原理等】

該当規格: JIS T 6106:2011「歯科鑄造用金銀パラジウム合金」  
(第 1 種・第 2 種兼用)

形状: 板状 1g 付 × 30

成分・分量:

| 成 分   | 分 量   |
|-------|-------|
| 金     | 20.0% |
| パラジウム | 20.0% |
| 銀     | 52.0% |
| 銅     | 6.0%  |
| 亜鉛    | 残     |

構造・原理:

本品を溶解・鑄造することで、歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いる。

性能等:

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 液相点 (°C)                 | 1,080 |
| 固相点 (°C)                 | 980   |
| 密 度 (g/cm <sup>3</sup> ) | 11.7  |

| 熱処理       | 軟化  | 硬化  |
|-----------|-----|-----|
| 耐 力 (MPa) | 325 | 615 |
| 伸 び (%)   | 20  | 11  |
| 硬 さ (Hv)  | 130 | 220 |

### ※【使用目的又は効果】

インレー、クラウン、ブリッジ、クラスプ、バー、鑄造床などの歯科用修復物、補綴物又は装置の作製に用いる。

### ※【使用方法等】

#### (1) ワックスアップ・埋没・焼却

- ① ワックスアップは、通法に従って行ってください。
- ② スプルー線はやや太め(2.5φmm)のものを使用してください(細いスプルーを使用されますと、湯周り不足又は鑄巣が生じる原因となります)。
- ③ 埋没材は、クリストバライト系埋没材を使用してください。
- ④ 焼却は、使用埋没材の添付文書等に従ってください。
- ⑤ 最終焼却温度は、650～700℃です。

#### (2) 溶解鑄造

- ① 機器による溶解・鑄造は、ご使用機器の添付文書等に従ってください。また、ブローパイプ等による溶解は、還元炎で短時間に溶解してください。酸化炎での溶解は合金が酸化されます。インゴットは溶解すると一箇所に集まり、表面が薄い被膜で一層覆われ曇った状態になります。溶解用フラックス(硼砂等)を振りかけ、この曇りが消えた時点で鑄造を行ってください。
- ② 鑄造残の再溶解には、同量以上の新合金を加えて溶解してください。

#### (3) ろう付・酸化被膜除去・研磨

ろう付、酸化被膜除去は金銀パラジウム合金専用のろう材と酸化被膜除去液を使用し、それらの添付文書等に従ってください。その後、通法により研磨を行ってください。

#### (4) 軟化熱処理

700℃の炉中に 10 分間入れ、その後急冷してください。

#### (5) 硬化熱処理

軟化熱処理後 450℃まで加熱し、250℃まで約 30 分間で炉冷後、大気中で放冷してください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- (1) 本合金を再溶解する場合には、サンドブラスター等で本合金以外の成分(ソルダー、埋没材、酸化被膜等)を完全に取り除き、同量以上の新合金を加えて溶解すること。
- (2) 歯科用フラックスを使用する場合には、その添付文書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

### ※【使用上の注意】

#### (1) 重要な基本的注意

- ① 合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ② 本合金又は類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋等を使用して直接本品に触れないようにすること。また、本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ③ 本合金の鑄造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、鑄造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
- ④ 溶解、鑄造時には、金属が飛散する場合がありますので、防護メガネおよびその他の防護具を使用すること。
- ⑤ 本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ⑥ 他の合金と混濁しないこと。
- ⑦ 本合金は記載の用途以外に使用しないこと。
- ⑧ 本合金は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

#### (2) 不具合・有害事象

有害事象

掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

### ※【保管方法及び使用期間等】

【保管方法】

・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### ※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製 造 販 売 元 : 株式会社 徳力本店

住 所 : 〒346-0101

埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼 2 番地

電 話 番 号 : 0480-85-4511

【製品に関するお問い合わせ】

株式会社 徳力本店 工業品部

電話番号: 03-3252-0178 (直通)