

機械器具 39 医療用嚢管及び体液誘導管
管理医療機器 血管造影キット (16545002)

テクノウッド アンジオキット プラス

**「テクノウッド アンジオキット プラス」の付属品 耐圧ライン/延長チューブ

再使用禁止

【警告】

本品を使用目的以外では使用しないこと。

【禁忌・禁止】

本品はディスポーザブル製品につき、使用は1回限りとし、再使用はしないこと。
オートクレープにはかけないこと。
本品はカテーテルにマニホールドやパワーインジェクター等を接続するために設計されたディスポーザブル製品であるため、それ以外の目的で他の装置等に接続して使用しないこと。
また、本品の推奨最大耐圧は1,200psiであり、この限度を超えぬよう注意すること。

**【形状・構造及び原理等】

本品には下記の品目ある。

カタログNo.	全長	内径	仕様
A511-050R	20 ｲﾝﾁ (50cm)	1.8mm	ナイロン編組線入り オスコネクター/ローテーター付
A511-075R	30 ｲﾝﾁ (76cm)	1.8mm	ナイロン編組線入り オスコネクター/ローテーター付
A511-120R	48 ｲﾝﾁ (122cm)	1.8mm	ナイロン編組線入り オスコネクター/ローテーター付

推奨最大耐圧：1,200psi

**【使用目的、効能又は効果】

本品は脈管造影、脈圧測定に用いられる耐圧延長チューブであり、カテーテルにマニホールドやパワーインジェクター、トランスデューサー等を接続して用いるものである。

**【操作方法又は使用方法等】

1. 本品はディスポーザブル製品であるため、使用は1回限りとし、再使用はしないこと。
2. 使用に先立ってプライミングを行い、ライン内のエアを完全に除去すること。
3. 各ラインの接続は医師の指示によって行うこと。
4. 推奨最大耐圧である 1,200psi を超えないよう注意すること。

**【使用上の注意】

- 本品は熟練した医師が使用するか、またはその監督・指示のもとで使用すること。
- 本品は滅菌品であるため、使用前に包装の破れ、ピンホール等が無いことを確認すること。また包装の破損等があった場合は使用しないこと。
- 本品はディスポーザブル製品であるため、使用は1回限りとし、再使用はしないこと。
- 本品を使用する場合は、各チューブやコネクターが確実に接続されていることを確認した上で使用すること。
- 本品は乾燥した涼しい場所に保管し、有効期限内に使用すること。

*【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

《貯蔵・保管方法》

- ・水気、火気、高温多湿、直射日光を避けて保管すること。

《使用期限》

- ・ラベルに記載した使用期限内に使用すること。

【包装】

1本/袋 5本/箱

**【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

1. 製造販売業者 トノクラ医科工業株式会社
〒113-8435
東京都文京区本郷 5-1-13
TEL:03-3813-7751(代)
2. 製造業者 トノクラ医科工業株式会社
江北工場