

機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般医療機器 再使用可能な心電用電極 42489000

MCGクリップ電極

【禁忌、禁止】

1. 使用方法

本品の分解・修理・改造などは行わないこと。

【重大な事故（感電・誤った生体信号の出力等）の原因となることがあるため】

2. 併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置（MRI）との併用は行わないこと。

【誘導起電力による発熱で患者が熱傷を負う恐れがあるため】

5. 除細動器、及び電気メスを併用する際は、波形が乱れたり心電図がしばらく出てこないことがある。併用医療機器の取扱説明書に従い、正しく使用すること。
6. 過度の衝撃や振動を加えないこと。
7. 電極ケーブルを引っ張って取り外さないこと。
8. 廃棄の際は、医療用廃棄物として処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間：本品は消耗品である。

＜保管の条件＞

- (1) 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- (2) 蛍光灯下やオゾンが発生する機器の周辺等に保管しないこと。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 本品使用前にクリップ部の劣化や破損、その他のダメージが無いかをチェックすること。
2. 本品使用前に電極部・電極ケーブル接続部の破損、その他のダメージが無いかチェックすること。
3. 清掃は、本品使用後に消毒用アルコール等で拭き、シンナー・トルエンなどの有機溶剤は使用しないこと。
4. 本品清掃後は、十分乾燥させること。
5. 本品は、滅菌しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 原理

本品は、心臓の活性電位を体表面から導出するための導体として機能する。

【使用目的又は効果】

四肢（手足）に設置する電極であり、体表の電気信号（心電図）を心電計（ECG）に伝達することを目的とする。本品は、再使用可能である。

【使用方法等】

1. 本品を使用する前に、本品を接続して使用する心電計等の取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。
2. 明瞭な心電波形を得るために、患者（検診者）の四肢装着部位を消毒用アルコールで拭き取り、心電図ペースト等のクリームを塗る。
3. 本品を四肢に装着する。
4. 本品を電極ケーブルのコネクタ部にしっかり接続する。

【使用上の注意】

1. 本品を使用する前に、外観などに異常がないかチェックすること。異常があった場合は、使用しないこと。
2. 炎症等の皮膚傷害のある部位には、装着しないこと。
3. 使用中皮膚に発赤、腫れ等の症状が現れた時は使用を中止すること。
4. 除細動を行う時は、装着した電極から離れた箇所に除細動器のパドルを当てること。〔除細動器のパドルが触れると、放電エネルギーによる熱傷が起こる危険性があるため〕

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*【製造販売元】

東レ・メディカル株式会社

TEL：03-6262-3823