

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
管理医療機器 天然ゴム製手術用手袋 40548000

センシタッチ天然ゴム製手術用手袋 (センシタッチ・プロ・ノーパウダー・マイクロ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 過去にアナフィラキシー症状の経験がある医療関係者及び患者への使用は禁止[使用上の注意の項参照]

【形状・構造及び原理等】

本品は、天然ゴムラテックスを主材料とする手袋である。
形状 : C (曲指形手袋)、表面仕上げ : P (平滑)

【使用目的又は効果】

医科及び歯科の手術において、患者及び使用者を交差感染から保護するために使用する。

【使用方法等】

- 本品は、二重装着する場合がある。
1. 包装を開封し、台紙ごと手袋を取り出す。
 2. 台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を取り出して無菌的に装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)
 - 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。アレルギー性症状には、I 型 (即時型 : 天然ゴムラテックスに含まれる水溶性たん白質による)、IV 型 (遅延型 : 主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による) がある。このような症状が発生した場合には、直ちに使用を中止し医師に相談すること。
 - 二分脊椎症患者等の天然ゴムと接触する機会の多い人は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられている為、使用に際して注意すること。
2. 重要な基本的注意
 - 手袋に破損やピンホールなどの異常が認められる場合は使用しないこと。
 - 刃物等鋭利な器具に手袋が触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
 - 電気メス使用時に、高周波回路が形成された場合、手袋の電氣的絶縁性が損なわれる事があるので注意すること。
[火傷を起こす恐れがある]
 - 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるので、確認の上、注意して使用すること。
 - 油脂により材質が劣化する場合があるので、確認の上、注意して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- 蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。

2. 有効期間

本品の包装に記載 [自己認証による]

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 東レ・メディカル株式会社

外国製造元 : アンセル エヌピー エスディーエヌ
ビーエイチディー
Ansell N.P. Sdn. Bhd. (マレーシア)

*連絡先 : 東レ・メディカル株式会社

医療用具事業部門

TEL : 03-6262-3823