

診断・治療用コンタクトレンズ

【警告】

- ・医師または訓練を受けた方以外のご使用は避けてください。
- ・太陽や強い光を見ないでください。
- ・本製品の分解・改造・修理を行わないでください。

【禁忌・禁止】

- ・超音波洗浄機、中性洗剤は使用不可。故障の原因となります。
- ・落下させたり、硬い物にあてないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成
- | | |
|-----------------|---------|
| 品名 | 構成 |
| オムニビュー、ダイレクトビュー | レンズ、リング |

2. 寸法及び質量

種 別	外 径	質 量
オムニビュー165	33. 48mm	25g
オムニビュー145	27. 69mm	12g
オムニビュー135	31. 98mm	22g
オムニビュー85	31. 98mm	18g
ダイレクトビュー・ファンダス1.0	20. 84mm	8g
ダイレクトビュー・カブスロトミー	25. 3mm	13g
ダイレクトビュー・イリドトミー	25. 3mm	13g
ダイレクトビュー・スーチャーライシス	25. 3mm	16g
ダイレクトビュー・3ミラー	33. 4mm	33g
ダイレクトビュー・4ミラー	25. 3mm	12g

3. 動作原理
- 照明光を、レンズを通して被検眼の眼底に投射し、レンズの位置を調整して眼底の観察をする。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的
- ・本製品とスリットランプを用いて、患者の眼底を診察するために使用する。
 - 及び本製品とレーザー光線を用いて、患者眼を治療するために使用する。
2. 性能

種 別	最大視野	スポット倍率
オムニビュー165	165度	2. 0X
オムニビュー145	144度	1. 97X
オムニビュー135	137度	1. 5X
オムニビュー85	84度	0. 94X
ダイレクトビュー・ファンダス1.0	48度	1. 0X
ダイレクトビュー・カブスロトミー		0. 67X
ダイレクトビュー・イリドトミー		0. 67X
ダイレクトビュー・スーチャーライシス		1. 0X
ダイレクトビュー・3ミラー		1. 0X
ダイレクトビュー・4ミラー		1. 1X

- 【使用方法等】**
- (診察)**
- ・患者眼を散瞳する。
 - ・照明光量、スリット倍率、スリット幅を調整する。
 - ・スリット光が瞳孔中心を通るようにし、レンズと顕微鏡の光軸を一致させる。
 - ・スリットランプを用いて、検者がレンズを保持して患者の眼に近づけ、眼底を観察する。

- (レーザー治療)**
- ・レーザーパワー、スポット倍率、照射時間をレーザーにて設定する。
 - ・患者眼を散瞳する。
 - ・照明光量、スリット倍率、スリット幅を調整する。
 - ・スリット光が瞳孔中心を通るようにし、レンズと顕微鏡の光軸を一致させる。
 - ・患者眼に装着液を塗布後、本製品を角膜に接触させ、レーザー照射により患者眼を治療する。

- 【使用上の注意】**
- ・直射日光のあたるところで使用しないこと。
(集光して火災の原因となるおそれがあります。)
 - ・観察に必要な時間を超えないように注意すること。
 - ・被検者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - ・精密光学製品なので丁寧に扱い、落下させたり、硬いものに当てないこと。
 - ・レンズ面の汚れや傷は観察に悪影響を与えるため、指紋などを付けない様にする。
 - ・使用後はすぐに流水にて洗浄し、残留物を取り除くこと。
汚れがひどい場合は、市販の眼鏡用レンズクリーナーを使用すること。

- 【保管方法及び有効期間等】**
- ・常温による保管。
 - ・直射日光のあたらない、湿度の少ない所で保管。

- 【保守・点検に係る事項】**
- ・レンズ表面にホコリ、ゴミなどが付着した場合はハケやブロアーで優しく除去すること。
 - ・指紋、油などの汚れが付着した場合は、上記処理後、レンズクリーニングペーパーまたはきれいな布や綿棒などにエーテル、アルコール、またはこの混合液をつけ、軽く拭き取る。
 - ・中性洗剤、ガラスコップ用洗剤の使用は避けてください。それらの洗剤にはコーティング剤が入っている場合がありますので、それらを使用すると乱反射が発生する可能性があります。

【主要文献及び文献請求先】
日本ライト株式会社
〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
(製造販売業者)
日本ライト株式会社
〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)
Ion Vision, Inc(イオン ビジョン)
アメリカ合衆国