

作成年月日：＊ ＊ 2018年8月30日（第3版）
＊ 2015年2月24日（第2版）

医療機器届出番号： 28B2X00002001802

器具器械（02）医療用照明器

一般医療機器 耳照明器（41238000）

ウェルチアリン 耳鏡セット

【警告】

- ・本製品を他社のハンドルに装着して使用しないでください。
- ・本製品のアクセサリには、ディスプレイ製品がありますので再使用はやめてください。
- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分注意してください。
- ・医師または訓練を受けた方以外での使用はしないでください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解・改造・修理を行わないでください。
- ・本製品は滅菌しないでください。
- ・本製品を、他社のアクセサリと併用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

品 番	仕 様
20000	耳鏡ヘッド
71910	リチウムハンドル
71030	充電アダプター ユニバーサルスペキュラ ディスプレイスペキュラ

2. 寸法及び質量

耳鏡セット

長 さ	: 243mm
幅	: 34mm
重 量	: 265g

3. 動作原理

- ・ヘッド内部にある電球から出た光が、光ファイバーを介して集光し前面を照射する。

【使用目的又は効果】

鼓膜・外耳道の観察、検査を行うための照明器具

【品目仕様等】

電球定格：3. 5V

【使用方法等】

1. 耳鏡ヘッドを、ハンドルに接続します。
2. ハンドル部のスイッチを押しながら回し、耳鏡ヘッドの電球を点灯させます。
3. 患者の外耳道の大きさに合わせて、適切なスペキュラを耳鏡に接続してください。
4. 患者の外耳道を照射し、外耳道・鼓膜を観察・検査してください。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・長期間使用しないときは、耳鏡ヘッドとリチウムハンドルを切り離して保管してください。
- ・高温・多湿な場所を避けてください。

【取扱い上の注意】

- ・本製品は防水性ではありませんので、水等に浸漬しないでください。

【保守・点検に係る事項】

1. 電球交換

- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分冷却してから電球を交換するか、布などで電球を掴んで取り出すか、ピンセット等の金具で電球の後端部の窪みを引っ掛けて取り出すかして、直に素手で触らないようにしてください。

— 電球交換の手順 —

1. 耳鏡ヘッドを回して充電ハンドルと分離します。
2. 耳鏡ヘッドの接続側の中心に、電球があるのが確認できます。
3. 古い電球を耳鏡ヘッドから引き抜きます。
4. 新しい電球を差し込みます。

2. クリーニング

耳鏡及び充電ハンドルのクリーニングは、お湯やアルコールで湿らせた布、又はSporicidin、スプレーやTowelettes、又はMetriSprayのような消毒剤で湿らせた布を使ってクリーニングすることが出来ます。本体は防水性ではありませんので、液体に浸漬したり、オートクレーブETO、プラズマ滅菌等を使って滅菌しないでください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

製造業者

WelchAllyn Inc

アメリカ合衆国 ニューヨーク州

取扱説明書を必ずご参照ください。