

器具器械(02)医療用照明器
一般医療機器 額帯灯(11963000)

リースター リ・フォーカス LED

【警告】

- ・本製品の使用直後のライト部とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分注意してください。
- ・医師または訓練を受けた方以外の使用はしないようにしてください。
- ・高輝度光が人体組織に熱傷又は損傷をもたらす恐れがございますので新生児に対する透視や眼に対する処置には使用しないでください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・本製品は滅菌しないでください。
- ・本製品を、他社のアクセサリと併用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

品 番	品 名
6090	リ・フォーカス LED

（本品は以下の構成からなる。）

リ・フォーカスLED	重量：275g
ラバーバンド	

2. アクセサリ

品 番	品 名
11287	リチウム電池(3V＊2本)

3. 動作原理

ルミネア内のLED(白色発光ダイオード)から発光された光で照光されます。

【使用目的又は効果】

診療・治療用の額帯式照明機器

【品目仕様等】

〈仕様〉

LED光源	1W
色温度	6, 500° K
スポットサイズ	4～20cm

【使用方法等】

1. ヘッドバンドを頭部に装着します。
2. ON／OFFスイッチをONにしますと点灯します。
3. ルミネアのスポット調整部を調整(上下・左右)してライトを対象物に合わせてください。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・長期間使用しない時は、充電電池を取り外し金属製品と接触しないよう、また高温・多湿な場所を避けて保管してください。

【取扱上の注意】

1. ルミネア部のレンズ部分を素手で触れないようにしてください。
2. 本製品は滅菌しないでください。
3. ルミネア部のスポット調整部は丁寧に扱ってください。

【保守・点検に係る事項】

－クリーニング－

ヘッドバンド本体、充電電池部は防水性ではありませんので液体に浸漬したり、オートクレーブ滅菌を行ないでください。また、EOG、プラズマ滅菌等を使って滅菌しないでください。本品は滅菌対応品ではございません。ぬるま湯か中性洗剤を含んだ布で拭き、クリーニングを行ってください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

リースター社

ドイツ ユンギンゲン