

作成年月日: * 2015年2月12日(第2版)
2006年7月7日(新様式第1版)

医療機器届出番号: 28B2X00002001805

器具器械(02)医療用照明器
一般医療機器 耳照明器(41238000)
リースター ペンスコープ 耳 鏡

【警告】

- ・定められた規格の乾電池を使用ください。また乾電池の+、-の方向性に注意してください。
- ・本製品のアクセサリには、ディスプレイ製品がありますので再使用はやめてください。
- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分注意してください。
- ・医師または訓練を受けた方以外のご使用は避けてください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・本製品の滅菌しないでください。
- ・本製品と他社アクセサリの併用しないでください。

【使用方法等】

1. 耳鏡本体の側面部のスイッチを上部へスライドします。
2. 耳鏡ヘッドから光が出ます。
3. 被験者の外耳道の大きさに合わせて、適切なスペキュラを耳鏡に接続してください。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・長期間使用しないときは、乾電池を耳鏡本体から取り出して保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 電球交換
・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分冷却してから電球を交換するか、布などで電球を掴んで取り出してください。

ー電球・乾電池の交換の手順ー

1. 耳鏡本体を回転させれば、ハンドルと分離できます。
2. 耳鏡スペキュラ固定部を回して外し、電球を取り出します。
3. 古い電球及び乾電池が交換できます。

ークリーニングー

耳鏡及びハンドルのクリーニングは、お湯やアルコールで湿らせた布、又はSporicidin、スプレーやTowelettes、又はMetriSprayのような消毒剤本体は防水性ではありませんので、液体に浸漬したり、オートクレーブ、ETO、プラズマ滅菌等を使って滅菌しないでください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

Rudolf Riester GmbH(リースター社)
ドイツ

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

品 番	仕 様
2056-200	ペンスコープ 耳鏡 Black スペキュラ各5ヶ (2.5mm、4mm)

2. 寸法及び質量

ペンスコープ 耳鏡 スペキュラ各5ヶ(2.5mm、4mm)
寸法: L=約155mm×約60mm
重量: 110g (本体、乾電池の重量です。)

3. アクセサリ

品 番	仕 様
10775	スペキュラ 2.0mm(10入り)
10779	スペキュラ 2.5mm(10入り)
10783	スペキュラ 3.0mm(10入り)
10789	スペキュラ 4.0mm(10入り)
10795	スペキュラ 5.0mm(10入り)
10488	予備電球 (6入り)

4. 動作原理

- ・ヘッド内部にある電球から出た光は、前方を照射する。

【使用目的又は効果】

鼓膜、外耳道の観察、検査、治療を行うための機器。

【品目仕様等】

電球(品番:10488) 定格:2.7V 300mA

取扱説明書を必ずご参照ください。