

器具器械(22) 検眼用器具
一般医療機器 直像検眼鏡(12817000)
ウェルチアリン ハロゲン検眼鏡(ニッカドハンドル)

【警告】

- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分注意ご注意ください。
- ・本製品を使用し、患者の眼底に直接照射する光量は、必要最小限としてください。
- ・本製品使用時の照射時間は片眼1分を超えないようにしてください。
- ・医師または訓練を受けた方以外のご使用は避けてください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・本製品の滅菌は行わないでください。
- ・本製品と他社アクセサリーの併用は避けてください。

【形状・構造等】

1. 構成

品番	仕様
11770	ハロゲン検眼鏡(ニッカドハンドル)
本器は下記の構成からなる。	
	ハロゲン検眼鏡ヘッド
	ニッカドハンドル充電電池部
	ニッカドハンドルスイッチ部

2. 寸法及び質量

11770	ハロゲン検眼鏡
寸法	: 長さ=約220mm 幅=約42mm
重量	: 約350g

3. 動作原理

- ・検眼鏡ヘッド内の電球から出た光は、集光レンズ、対物レンズを介し反射鏡により前面へ照射される。

【使用目的又は効果】

- ・眼底病変の観察、検査を行うための眼底検査機器。

【品目仕様等】

- ①電球定格 3.5V 2.71W
- ②補正レンズ 27枚 (-25D~+40D)
- ③フィルター 3種類 (非透明、偏光、レッドフリー)
- ④アパーチャ 6種類 (スモール、ラージ、白色、固視標、スリット、コバルトブルー)

【使用方法等】

操作方法

1. 検眼鏡ヘッドとハンドルを接続させます。
2. 緑色のスイッチを押しながら、時計回りに回すと、ヘッド内のランプが点灯し、照明します。
3. 緑色のスイッチを押しながら、反時計回りに回すと、消灯します。

充電方法

1. ハンドルの上部を反時計回りに回転させ、充電部とスイッチ部を切り離してください。
2. プラグが出て来ますので、100Vのコンセントで充電できます。
3. 充電時間には、約12時間かかります。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないでください。
- ・充電電池の交換時など、充電電池の方向性をご確認ください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・長時間使用しないときは、検眼鏡ヘッドとハンドルを切り離し、充電電池も取り出し、金属製品との接触を避け、また高温・多湿な場所を避けてください。

【保守・点検に係る事項】

1. 電球交換

本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分冷却してから電球を交換するか、布などで電球を掴んで取り出すか、ピンセット等の金具で電球の後端部の窪みを引っ掛けて取り出すかして、直に素手で触らないようにしてください。

-電球交換の手順-

1. 検眼鏡ヘッドを回してハンドルと分離します。
2. 検眼鏡ヘッドの接続側の中心に、電球があるのが確認できます。
3. 古い電球を検眼鏡ヘッドから引き抜きます。
4. 新しい電球を差し込みます。

2. 充電電池の交換

1. ハンドル底部のフタを回すと、フタが外れます。
2. 充電電池(72300)を取り出します。
3. 新しい充電電池を方向性を確認し、ハンドル内に入れてください。
4. ハンドル底部のフタを回し、しっかりと締めます。

3. クリーニング

検眼鏡ヘッド及びハンドルは、お湯やアルコールを湿らせた布による清拭クリーニングが可能です。

検眼鏡ヘッド及びハンドルは、防水性ではございませんので、液体への浸漬は行わないでください。またオートクレーブ、EOGガス等、滅菌も行わないでください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

WelchAllyn Inc

アメリカ合衆国 ニューヨーク州

取扱説明書を必ずご参照ください。