

器具器械(22) 検眼用器具
一般医療機器 直像検眼鏡(12817000)
ウェルチアリン ハロゲン検眼鏡(リチウムハンドル)

【警告】

- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分注意ご注意ください。
- ・本製品を使用し、患者の眼底に直接照射する光量は、必要最小限としてください。
- ・本製品使用時の照射時間は片眼1分を超えないようにしてください。
- ・医師または訓練を受けた方以外のご使用は避けてください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・本製品の滅菌は行なわないでください。
- ・本製品と他社アクセサリの併用は避けてください。

【形状・構造等】

1. 構成

- | | |
|---------------|-------------------|
| 品番 | 仕様 |
| 11777-SMP | ハロゲン検眼鏡(リチウムハンドル) |
| 本器は下記の構成からなる。 | |
| | ハロゲン検眼鏡ヘッド |
| | リチウムハンドル充電電池部 |
| | リチウムハンドルスイッチ部 |
| | 充電アダプター |

2. 寸法及び質量

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| 11777-SMP | 3.5Vハロゲン検眼鏡(リチウムハンドル) |
| 寸法 | : 長さ=約20.0mm 幅=約42mm
(充電アダプターを除く) |
| 重量 | : 約500g |
| 重量 | : 約175g
(充電アダプターを除く) |

3. 動作原理

- ・検眼鏡ヘッド内の電球から出た光は、集光レンズ、対物レンズを介し反射鏡により前面へ照射される。

【使用目的又は効果】

- ・眼底病変の観察、検査を行うための眼底検査機器。

【品目仕様等】

- ①電球定格 3.5V 2.71W
- ②補正レンズ 27枚 (-25D~+40D)
- ③フィルター 3種類 (非透明、偏光、レッドフリー)
- ④アパーチャ 6種類 (スモール、ラージ、白色、固視標、スリット、コバルトブルー)

【使用方法等】

操作方法

1. 検眼鏡ヘッドとハンドルを接続させます。
2. ハンドルのスイッチ(緑色)を押しながら、時計回りに回転させます。
3. 検眼鏡ヘッドから光が照射されます。

充電方法

1. ハンドルを、充電アダプターに正しく差し込んで下さい。
2. 充電アダプターをコンセントに差し込んで下さい。
3. フル充電を行うには、約14時間の充電時間が必要です。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・長時間使用しないときは、検眼鏡ヘッドとハンドルを切り離し、高温・多湿な場所を避けてください。

【保守・点検に係る事項】

1. 電球交換

本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分冷却してから電球を交換するか、布などで電球を掴んで取り出すか、ピンセット等の金具で電球の後端部の窪みを引っ掛けて取り出ししかして、直に素手で触らないようにしてください。

-電球交換の手順-

1. 検眼鏡ヘッドを回して充電ハンドルと分離します。
2. 検眼鏡ヘッドの接続側の中心に、電球があるのが確認できます。
3. 古い電球を検眼鏡ヘッドから引き抜きます。
4. 新しい電球を差し込みます。

2. 充電電池部の交換

1. ハンドル下部の充電電池部をもち、ハンドル上部を反時計回りに回すと取り外せます。
 2. 新しい充電電池部をハンドル上部に接続し時計回りに回すと、充電電池部を固定できます。
- ※充電電池部は分解しないでください。

3. クリーニング

検眼鏡ヘッド及びハンドルは、お湯やアルコールを湿らせた布による清拭クリーニングが可能です。

検眼鏡ヘッド及びハンドルは、防水性ではございませんので、液体への浸漬は行わないでください。またオートクレーブ、EOGガス等、滅菌も行わないでください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

WelchAllyn Inc

アメリカ合衆国 ニューヨーク州

取扱説明書を必ずご参照ください。