

作成年月日: **2015年2月12日(第3版)
*2006年10月21日(第2版)

医療機器届出番号:28B2X00002001812

器具器械(22)検眼用器具
一般医療機器 単眼倒像検眼鏡(35216000)

イージービュー

【警告】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・医師または訓練を受けた方以外のご使用は避けてください。
- ・超音波洗浄機、中性洗剤は使用不可。故障の原因となります。
- ・太陽や強い光を見ないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・常温による保管。
- ・湿度の少ない所で保管。
- ・直射日光のあたるところで保管しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

品 名
イージービュー

構 成
レンズ、リング

2. 寸法及び質量

仕様	直径	高さ	重量
15D、20D、22D	55mm	18mm	56g
25D、28D、30D 40D	47mm	20mm	45g
60D、78D	35mm	18.5mm	20g
90D	26mm	11mm	6g
95	34mm	16.5mm	20g
115	30mm	18mm	14g
125	27mm	17mm	14g
124SP	23mm	17mm	10g

3. 動作原理

- ・照明光を、レンズを通して被検眼の眼底に投射し、レンズの位置を調整して眼底の観察を行う。

【使用目的又は効果】

- ・眼球内部の検査に用いる機器で、光源及び手持型レンズを含む。

【保守・点検に係る事項】

- ・レンズ表面にホコリ・ゴミなどが付着した場合はハケやブローアで優しく除去すること。
- ・指紋・油などの汚れが付着した場合は、上記処理後、レンズクリーニングペーパーまたはきれいな布や綿棒などにエーテルアルコール、またはこの混合液をつけ、軽く拭き取ること。
- ・中性洗剤、ガラスコップ用洗剤の使用は避けてください。それらの洗剤にはコーティング剤が入っている場合がありますので、それらを使用すると乱反射が発生する可能性があります。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社
〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)
日本ライト株式会社
〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

ION VISION、INC(イオンビジョン社)
アメリカ合衆国

【品目仕様等】

仕様	視野	像倍率	スポット倍率
15D	47°	4.11倍	0.24倍
20D	60°	3.08倍	0.32倍
22D	73°	2.68倍	0.37倍
25D	68°	2.54倍	0.39倍
28D	69°	2.27倍	0.44倍
30D	75°	2.15倍	0.47倍
40D	90°	1.67倍	0.60倍
60D	81°	1.15倍	0.87倍
78D	97°	0.93倍	1.08倍
90D	89°	0.76倍	1.32倍
95	98°	1.00倍	1.00倍
115	116°	0.76倍	1.30倍
125	124°	0.57倍	1.75倍
124SP	124°	0.45倍	2.22倍

【使用方法等】

- ・倒像鏡またはスリットランプを併用して、検査者がレンズを保持して患者の眼に近づけ 眼底を観察する。

【使用上の注意】

- ・直射日光のあたるところで使用しないこと。
- ・落下させたり、硬いものに当てない。
- ・レンズ面には、指紋など付けない様にする。