

作成年月日:****2015年2月12日(第6版)

****2010年6月21日(第5版)

医療機器届出番号:28B2X00002001904

器具器械(13)聴診器
一般医療機器 機械式聴診器(JMDN:13755000)

アレン聴診器 マーク10W

【禁忌・禁止】

- ・滅菌のために薬液に浸漬させないでください。
- ・本製品を加熱や蒸気による滅菌、またはプラズマ滅菌はしないでください。
- ・本製品の分解・改造・修理を行わないでください。
- ・本製品を、他社のアクセサリと併用しないでください。

【使用方法等】

1. イヤーチップを耳に挿入する。
2. チェストピースを、聴きたい被験者の部位に当てる。
3. 高周波音・低周波音は、チェストピースのシリンドラーを回転させることで各音域の聴診が可能です。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

品 番	品 名	仕 様
AL6A206	マーク10W	ブラック
AL6A208	マーク10W	バーガンディー
AL6A207	マーク10W	ブルー
	マーク10W・RPS	ブラック、バーガンディー、ブルー

(本品は以下の構成からなる)

チェストピース部(採音部)
バイノーラル部

2. 寸法及び質量

寸法	全長	70cm , 72cm(RPS)
重量	190g , 240g(RPS)	

3. 動作原理

チェストピース部で心臓及び肺の音を採音し、Y字型チューブでその音を伝達し、バイノーラル部のイヤーチップを介して音を聴く。

【使用目的又は効果】

心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置をいう。
通常、リスニングヘッドに膜があり、この膜が分岐Y字型チューブによってイヤーオリーブ(ユーザの耳に挿入する)を備えたヘッドギアに接続されている。

【品目仕様等】

(外観)

ひび割れ、キズその他の有害な欠点がなく、仕上げが良好なこと。

(性能)

ダイヤフラム側及びベル側とも音が確実に聴こえること。

【使用上の注意】

【禁忌・禁止】事項のとおり滅菌は禁止ですが、接触感染が考えられるので、本体を清潔に保つようにしてください。

【保守・点検に係る事項】

- ・イヤーチップとチューブは、アルコールまたは、中性洗剤で清拭してください。清拭後は完全に乾燥させてください。
- ・滅菌する場合は、低温ガス滅菌で行い、エアレーションは2日間実施してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温・多湿を避けて保管してください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

ALLEN MEDICAL INSTRUMENTS CORPORATION

アメリカ合衆国 カリフォルニア州

取扱説明書を必ずご参照ください