

器具器械(02)医療用照明器
一般医療機器 額帯灯(11963000)
ウェルチアリン 5W LEDヘッドライト

【警告】

- ・本製品の使用直後のヘッドライト部とその周辺部が高温になっている場合がありますので、充分に注意してください。
- ・医師または訓練を受けた方以外での使用はしないようにしてください。
- ・本製品は滅菌しないで下さい。
- ・本製品を、他社のアクセサリと併用しないでください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・高輝度光が人体組織に熱傷又は損傷をもたらす恐れがありますので新生児に対する透視や眼に対する処置には使用しないで下さい。



【形状・構造及び原理等】

1. 構成

品 番 仕 様
49020 5W LEDヘッドライト

（本品は以下の構成からなる。）

ルミネア、ヘッドバンド、AC電源アダプター

2. 寸法及び重量

5WLEDヘッドライト（ルミネア、ヘッドバンド）

長さ：300mm 幅：185mm 重量：215g

AC電源アダプター

コード長：193cm 重量 125g

3. 原理

ルミネア内のLEDから発光された光が照射されます。

【使用目的、効能又は効果】

手術、診断・治療中に視野を直接照明する額帯式照明機器

【品目仕様等】

LED光源 5W
色温度 5, 500° K
スポットサイズ 作業距離(40cm) 4～15cm

【操作方法又は使用方法】

1. ヘッドバンド部のノブを回し、サイズを調整し、装着してください。
2. AC電源アダプターをコンセントに差し込んでください。
3. ヘッドバンド側のケーブルをAC電源アダプターまたはケーブルコネクター（携帯用充電電池を使用の場合）に差し込んで固定ネジを回してください。
4. AC電源アダプター、あるいは携帯用充電電池の電源スイッチをいれると点灯します。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・高温・多湿な場所を避けて保管してください。
- ・ファンの部分は埃がたまりやすくなっています。基盤損傷の原因となりますので、ご使用なさらないときは埃等が被らないよう保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 充電電池交換

- ・まれに本製品の使用直後の充電電池交換は、電池とその周辺部が高温になっている場合がありますので、充分冷却してから電池を交換してください。

－充電電池交換の手順－

1. 電源を切り、電源コードをバッテリーパックから外してください。電源をOFFにしてください。
2. バッテリーパック裏側のねじを外しベルトクリップをつかみ後ろに引き下げてカバーを外してください。電池を本体から引き抜きます。
3. 新しい電池を入れカバーを外した逆の手順ではめ込みます。

2. クリーニング

ヘッドバンド本体、携帯型充電電池は防水性ではありませんので液体に浸漬したり、オートクレーブ滅菌を行ないでください。また、EOG、プラズマ滅菌等を使って滅菌しないでください。本品は滅菌対応品ではございません。ぬるま湯か中性洗剤を含んだ布で拭き、クリーニングを行ってください。

【包装】

5W LEDヘッドライト 1個／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

（製造販売業者）

日本ライト株式会社

神戸本社：〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15

TEL078-231-8731 FAX078-231-8055

（製造業者）

Welch Allyn, Inc.

アメリカ合衆国 ニューヨーク州

（お問い合わせ先）

日本ライト株式会社

神戸本社：〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15

TEL078-231-8731 FAX078-231-8055

東京本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-11

TEL03-3814-5835 FAX03-3813-5843

取扱説明書を必ず御参照ください。