

器具器械(02)診療用照明器
一般医療機器 耳照明器(41238000)
マクロビュー耳鏡

【警告】

- ・本製品を、他社のハンドルに装着して使用しないでください。
- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分注意してください。
- ・医師または訓練を受けた方以外のご使用はしないようにしてください。
- ・本製品はアクセサリには、ディスプレイ製品がありますので再使用はやめてください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理を行わないでください。
- ・本製品の滅菌は行なわないでください。
- ・本製品と他社アクセサリの併用は避けてください。

【形状・構造等】

1. 構成

品 番	仕 様
23820	マクロビュー耳鏡ヘッド
71910	リチウムハンドル
71950	充電プラグ スペキュラ ケース

2. 寸法及び重量

マクロビュー耳鏡ヘッド
寸法: 長さ 83mm * Φ33mm 重量: 95g
マクロビュー耳鏡リチウムハンドルセット
寸法: 長さ 200mm * Φ26mm 重量: 225g

【動作原理】

- ・ヘッド内部にある電球から出た光は、光ファイバーを介して集光し前面を照射する。

【使用目的又は効果】

- ・鼓膜、外耳道の観察、検査、治療を行うための照明器具。

【品目仕様】

- ・電球定格(品番: 6500-U): 3.5V

【使用方法等】

操作方法

1. 耳鏡ヘッドをリチウムハンドルに接続します。
2. ハンドル上部の緑色スイッチを押しながら時計方向に回しますと耳鏡ヘッドから光が照射されます。
3. デフォルト或いはフリーフォーカスポジションで焦点操作を行ってください。
4. 患者の外耳道の大きさに合わせて、適切なスペキュラを耳鏡に接続してください。

充電方法

〈リチウムハンドル〉

1. 充電プラグにリチウムハンドルを差し込み、時計方向にハンドルをカチッと音がするまで回して固定します。
(ハンドルを差し込むと充電プラグの下部からプラグがでてきます)
2. リチウムハンドルを装着した充電プラグを、100Vのコンセントに差し込み、充電を開始します。
3. フル充電を行うには、約14時間の充電時間が必要です。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・長時間使用しない時は、ヘッドと充電ハンドルを切り離して保管してください。
- ・高温、多湿な場所は避けてください。

【保守・点検に係る事項】

(電球交換)

- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分冷却してから電球を交換するか、布などで電球を掴んで取り出すか、ピンセット等の金具で電球の後端部の窪みを引っ掛けて取り出すかして、直に素手で触らないようにしてください。

-電球交換の手順-

1. 耳鏡ヘッドを回転させれば、ハンドルと分離できます。
2. 耳鏡側に電球が見えますので、電球を引き出せば取り外せます。
3. 古い電球の交換ができます。

(充電電池部の交換)

1. ハンドル上部のスイッチ部を反時計回りに回すと、スイッチ部が充電電池部から外れます。
2. 新しい充電電池部にスイッチ部を取り付け、時計回りに回すと充電電池部とスイッチ部を固定できます。

※充電電池部は分解しないでください。

-クリーニング-

- ・レンズのクリーニングには乾いた布をご使用いただき、アルコール・化学物質・液体は使用しないでください。
- ・余分な液体が内部にはいりますと支障をきたしますので、液体に浸漬した布は使用しないでください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

WelchAllyn Inc

アメリカ合衆国 ニューヨーク州

取扱説明書を必ずご参照ください。