

作成年月日: ** 2015年2月12日(第3版)
* 2006年1月27日(第2版)

医療機器届出番号: 28B2X00002001919

器具器械(22) 検眼用器具
一般医療機器 単眼倒像検眼鏡(35216000)

ハマト プレシ ビュー レンズ

【警告】

- ・医師または訓練を受けた方以外のご使用は避けてください。
- ・超音波洗浄機、中性洗剤は使用不可。故障の原因となります。
- ・本製品の分解・改造・修理を行わないでください。
- ・太陽や強い光を見ないでください。

【使用上の注意】

- ・直射日光のあたるところで使用しないこと。
- ・落下させたり、硬いものに当てない。
- ・レンズ面には、指紋など付けない様にする。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

仕 様	構 成
ハマトプレシビュー 20D	レンズ、リング、鏡筒(外枠)
ハマトプレシビュー SV	レンズ、リング、鏡筒(外枠)
ハマトプレシビュー EV	レンズ、リング、鏡筒(外枠)

2. 寸法及び質量

ハマトプレシビュー 20D	寸法: 直径約55mm	高さ約16mm
	重量: 約65g	
ハマトプレシビュー SV	寸法: 直径約31mm	高さ約16mm
	重量: 約24g	
ハマトプレシビュー EV	寸法: 直径約27mm	高さ約17mm
	重量: 約13g	

3. 動作原理

照明光を、レンズを通して被検眼の眼底に投射し、レンズの位置を調整して眼底の観察を行う。

【保管方法及び有効期間等】

- ・常温による保管。
- ・湿度の少ない所で保管。
- ・直射日光のあたるところで保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・レンズ表面にホコリ・ゴミなどが付着した場合はハケやブローアで優しく除去すること。
- ・指紋・油などの汚れが付着した場合は、上記処理後、レンズクリーニングペーパーまたはきれいな布や綿棒などにエーテル、アルコール、またはこの混合液をつけ、軽く拭き取ること。
- ・中性洗剤、ガラスコップ用洗剤の使用は避けてください。それらの洗剤にはコーティング剤が入っている場合がありますので、それらを使用すると乱反射が発生する可能性があります。

【使用目的又は効果】

- ・倒像鏡又はスリットランプを用いて、患者の眼底を観察するために使用。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社
〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【品目仕様】

ハマトプレシビュー 20D	倒像鏡用レンズ 最大視野 60度 像倍率 3.08倍 作業距離 50mm
ハマトプレシビュー SV	スリットランプ用レンズ 最大視野 115度 像倍率 0.76倍 作業距離 7mm
ハマトプレシビュー EV	スリットランプ用レンズ 最大視野 120度 像倍率 0.60倍 作業距離 6mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者・製造業者)
日本ライト株式会社
〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【使用方法等】

- (20D): 倒像鏡を用いて、検者がレンズを保持して患者の眼に近づけ、眼底を観察する。
- (SV): スリットランプを用いて、検者がレンズを保持して患者の眼に近づけ、眼底を観察する。
- (EV): スリットランプを用いて、検者がレンズを保持して患者の眼に近づけ、眼底を観察する。