

器具器械(02)医療用照明器
一般医療機器 診療用照明器(12276000)
舌圧子ホルダー

【警告】

- ・本製品を他社のハンドルに装着して使用しないでください。
- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分注意してください。
- ・医師または訓練を受けた方以外のご使用はしないようにしてください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理を行わないでください。
- ・本製品の滅菌は行わないでください。
- ・本製品と他社アクセサリーの併用は避けてください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

品 番	仕 様
28100	舌圧子ホルダー

2. 寸法及び重量

28100	舌圧子ホルダー	
	寸法: 30mm × 60mm × 50mm	重量: 85g

3. アクセサリー

71000A	ニッカドハンドル
71910	リチウムハンドル
3100	予備電球

4. 動作原理

- ・舌圧子ホルダー内部にある電球から出た光が前面を照射する。

【使用目的又は効果】

- ・舌圧子を保持し、咽頭部及びその周辺等の観察・診断・治療に用いる照明器具。

【品目仕様等】

- 外観 ひび割れ、キズその他の有害な欠点がなく、仕上げが良好なこと。
- 性能 電球定格: 3.5V 2.71W

【使用方法等】

1. 舌圧子ホルダーを、ハンドル(71000A or 71910)に接続します。
2. 舌圧子を舌圧子ホルダー保持部分に挿入し、ネジをしめて固定します。
3. ハンドルのスイッチを押しながら右回りに回すと、舌圧子ホルダー先端部から光が出ます。
4. 患者の咽頭部等を照射します。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・長時間使用しないときは、舌圧子ホルダーとハンドルを切り離し、電池を取り出し金属製品と接触しない様保管してください。
(ニッカドハンドルの場合)
- ・高温・多湿な場所を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 電球交換

- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分冷却してから電球を交換するか、布などで電球を掴んで取り出すか、ピンセット等の金具で電球の後端部の窪みを引っ掛けて取り出すかして、直に素手で触らないようにしてください。

-電球交換の手順-

- (1) 舌圧子ホルダーのランプホルダーを回して外すと、内部の電球も同時に外れます。
- (2) 新しい電球をランプホルダーに入れ、舌圧子ホルダーに取付けます。

2. クリーニング

- ・舌圧子ホルダー及びハンドルのクリーニングは、お湯やアルコールで湿らせた布、またはSporicidinスプレーやTowelette、又はMetriSprayのような消毒剤で湿らせた布を使ってクリーニングすることが出来ます。本体は防水性ではありませんので、液体に浸漬したり、オートクレーブ、ETO、プラズマ滅菌等を使って滅菌しないでください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

WelchAllyn Inc

アメリカ合衆国 ニューヨーク州