

作成年月日：＊ ＊ ＊ 2015年3月12日（第4版）
＊ ＊ 2006年1月27日（第3版）

医療機器届出番号：28B2X00002002006

器具器械(2) 医療用照明器
一般医療機器 診療用照明器（12276000）

ウェルチアリン ハロゲンペンライト

【警告】

- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分注意してください。
- ・医師または訓練を受けた方以外での使用はしないようにしてください。
- ・高輝度光が人体組織に熱傷又は損傷をもたらす恐れがございますので新生児に対する透視や眼に対する処置には使用しないでください。
- ・本製品の滅菌は行なわないでください。
- ・本製品を、他社のアクセサリと併用しないでください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解・改造・修理を行わないでください。
- ・高輝度光が人体組織に熱傷又は損傷をもたらす恐れがございますので新生児に対する透視や眼に対する処置には使用しないでください。
- ・照明光を直接のぞき込まないでください。

【形状・構造及び原理等】

- 構成
品 番 品 名
76600 ハロゲンペンライト
- 寸法及び重量
76600 ハロゲンペンライト（単4乾電池2本付）
寸法： 145mm × 12mm
重量： 60g
- アクセサリ—
品 番 品 名
07600 予備電球
766128-501 スイッチキット
- 動作原理
・ペンライト内の電球から出た光は、先端から照明する。

【使用目的又は効果】

- ・診療に使用する診療用照明器です。

【品目仕様等】

電球定格 ： 2.5V 1.06W

【使用方法等】

1. スイッチ部（緑色）を上方向にスライドさせてください。
2. 先端から照明光が照射されます。
3. 照明光を消すには、スイッチ部（緑色）を下方向にスライドさせてください。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

金属製品との接触を避け、また高温・多湿な場所を避けてください。
また、長期間、ご使用にならない時は、ペンライト内の乾電池を取り出して
おいてください。

【保守・点検に係る事項】

電球交換

1. ペンライト先端の電球部を回し、電球部を取り外してください。
2. 新しい電球部（07600）に交換してください。電球交換時、電球の球面を直接触れないよう、お気をつけください。

乾電池交換

1. ペンライト先端の電球部を回し、電球部を取り外してください。
2. ペンライト内の古い乾電池を取り出し、新しい乾電池に交換してください。
乾電池の+方向が2本とも、同じ方向になるように挿入してください。
3. 乾電池はアルカリ乾電池を使用してください。
（オキシライド乾電池は初期電圧が高いため使用しないでください）

クリーニング

お湯やアルコールを湿らせた布による清拭クリーニングが可能です。
本製品は防水性ではございませんので、液体への浸漬は行なわないでくだ
さい。また、オートクレーブ、EOGガス等、滅菌も行なわないでください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社
〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
日本ライト株式会社
〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

製造業者
WelchAllyn Inc
アメリカ合衆国 ニューヨーク州