

作成年月日: ** 2015年2月12日 (第3版)
* 2006年1月27日 (第2版)

医療機器届出番号: 28B2X0002002007

器具器械(2) 医療用照明器
一般医療機器 診療用照明器 (12276000)

リースター ハロゲンペンライト フォルテラックスN

【警告】

- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分注意してください。
- ・医師または訓練を受けた方以外での使用はしないようにしてください。
- ・高輝度光が人体組織に熱傷又は損傷をもたらす恐れがございますので、新生児に対する透視や眼に対する処置には使用しないでください。
- ・本製品の滅菌は行わないでください。
- ・本製品を、他社のアクセサリと併用しないでください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・高輝度光が人体組織に熱傷又は損傷をもたらす恐れがございますので、新生児に対する透視や眼に対する処置には使用しないでください。
- ・照明光を直接のぞき込まないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

品 番	品 名
リースター	ハロゲンペンライト フォルテラックスN

2. 寸法及び重量

リースター ハロゲンペンライト フォルテラックスN (単4乾電池2本付)
寸法: 125mm × 12mm
重量: 40g

3. アクセサリ

品 番	
11177	予備電球

4. 動作原理

- ・ペンライト内の電球から出た光は、先端から照明する。

【使用目的又は効果】

- ・診療に使用する診療用照明器です。

【品目仕様等】

電球定格 2. 2V 0. 25A

【使用方法等】

1. ペンライトの胸ピン部をペンライトボディのリング部に押し当ててください。
2. ペンライト先端から照明光が照射されます。
3. 消灯するには、ペンライトの胸ピン部を、ペンライトボディのリング部から離してください。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

金属製品との接触を避け、また高温・多湿な場所を避けてください。
また、長期間、ご使用にならない時は、ペンライト内の乾電池を取り出しておいてください。

【保守・点検に係る事項】

電球交換

1. ペンライト先端の金属部を回し、電球部を取り外してください。
2. 電球部から古い電球を取り出し、新しい電球に交換してください。
電球交換時、電球の球面を直接触れないようにお気をつけください。

乾電池交換

1. ペンライト先端の電球部を回し、電球部を取り外してください。
2. ペンライト内の古い乾電池を取り出し、新しい乾電池に交換してください。
乾電池の＋方向が2本とも、同じ方向になるように挿入してください。
3. 乾電池はアルカリ乾電池を使用してください。
(オキシライド乾電池は初期電圧が高いため、使用しないでください)

クリーニング

お湯やアルコールを湿らせた布による清拭クリーニングが可能です。
本製品は防水性ではございませんので、液体への浸漬は行なわないでください。
また、オートクレーブ、EOGガス等、滅菌も行なわないでください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

リースター社

ドイツ ユンギンゲン