

器具器械(13)聴診器

一般医療機器 機械式聴診器(13755000)

ウェルチアリン聴診器 プロフェッショナル

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解・改造・修理を行わないでください。
- ・滅菌のために薬液に浸漬させないでください。
- ・本製品を加熱や蒸気による滅菌、またはプラズマ滅菌はしないでください。
- ・本製品を、他社のアクセサリと併用しないでください。

【形状・構造及び原理等】



1. 構成

(本品は以下の構成からなる)

チェストピース部、バイノーラル部

品番	仕様	品名	色
5079-135	成人用	ダブルヘッド 28"チューブ	ブラック
5079-136	成人用	ダブルヘッド 28"チューブ	グレー
5079-137	成人用	ダブルヘッド 28"チューブ	ネイビー
5079-289	成人用	ダブルヘッド 28"チューブ	ブルー
5079-139	成人用	ダブルヘッド 28"チューブ	バーガンディー
5079-285	成人用	ダブルヘッド 28"チューブ	フォレストグリーン
5079-230	成人用	シングルヘッド 麻酔医38"チューブ	ブラック
5079-231	小児用	シングルヘッド 麻酔医38"チューブ	ブラック
5079-145	小児用	ダブルヘッド 28"チューブ	ブラック
5079-146	小児用	ダブルヘッド 28"チューブ	グレー
5079-147	小児用	ダブルヘッド 28"チューブ	ネイビー
5079-291	小児用	ダブルヘッド 28"チューブ	ブルー
5079-149	小児用	ダブルヘッド 28"チューブ	バーガンディー
5079-287	小児用	ダブルヘッド 28"チューブ	フォレストグリーン
5079-224	成人用	ダブルヘッド 28"チューブ	ブラック
5079-225	成人用	ダブルヘッド 28"チューブ	グレー
5079-226	小児用	ダブルヘッド 28"チューブ	ネイビー
5079-228	成人用	ダブルヘッド 28"チューブ	ブルー
5079-229	成人用	ダブルヘッド 28"チューブ	バーガンディー
5079-227	成人用	ダブルヘッド 28"チューブ	フォレストグリーン

2. 寸法及び質量

寸法:(成人用)全長	71cm
(小児用)全長	70cm
重量:(成人用)	150g
(小児用)	110g

3. 動作原理

チェストピース部で心臓及び肺の音を採音し、Y字型チューブでその音を伝達し、バイノーラル部のイヤークリップを介して音を聴く。

【使用目的、効能又は効果】

心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置をいう。

通常、リスニングヘッドに膜があり、この膜が分岐Y字型チューブによってイヤークリップ(ユーザの耳に挿入する)を備えたヘッドギアに接続されている。

【品目仕様等】

- (外観)
ひび割れ、キズその他の有害な欠点がなく、仕上がりが良好なこと。
- (性能)
ダイヤフラム側及びベル側とも音が確実に聴こえること。

【操作方法又は使用方法】

1. イヤークリップを耳に挿入する。
耳金具は角度調整ができますので、適度な角度に合わせてください。
2. チェストピースを、聞きたい被験者の部位に当てる。
3. 高周波音・低周波音は本体のチェストピース部のシリンダーを回転させることで、各音域の聴診が可能です。

【使用上の注意】

【禁忌・禁止】事項の滅菌は禁止ですが、接触感染が考えられるので、本体を清潔に保つようになしてください。

【保守・点検に係る事項】

- ・イヤークリップとチューブは、アルコールまたは、中性洗剤で清拭してください。
清拭後は完全に乾燥させてください。
- ・滅菌する場合は、低温ガス滅菌で行い、エアレーションは2日間実施してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温・多湿を避けて保管してください。

【包装】

本体:1箱

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
日本ライト株式会社
〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

製造業者
WelchAllyn Inc
アメリカ合衆国 ニューヨーク州

(お問い合わせ先)

神戸本社:〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055