

作成年月日:2009年 3月16日(新様式第1版)

医療機器届出番号:28B2X00002002117

器具器械(13)聴診器  
一般医療機器 機械式聴診器(JMDN:13755000)

リースター聴診器 リ・ラップ

【禁忌・禁止】

- ・滅菌のために薬液に浸漬させないでください。
- ・本製品を加熱や蒸気による滅菌、またはプラズマ滅菌はしないでください。
- ・本製品の分解・改造・修理を行わないでください。
- ・本製品を、他社のアクセサリと併用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

| 品 番        | 品 名     | 仕 様  |
|------------|---------|------|
| RI 4150-01 | リ・ラ ッ プ | ブラック |
| RI 4150-02 | リ・ラ ッ プ | グレー  |
| RI 4150-03 | リ・ラ ッ プ | ブルー  |
| RI 4150-04 | リ・ラ ッ プ | サフラン |
| RI 4150-05 | リ・ラ ッ プ | グリーン |

(本品は以下の構成からなる)

チェストピース部(採音部)  
バイノーラル部

2. 寸法及び質量

|    |    |      |
|----|----|------|
| 寸法 | 全長 | 40cm |
| 重量 |    | 230g |

3. 動作原理

チェストピース部で心臓及び肺の音を採音し、チューブでその音を伝達し、バイノーラル部のイヤークリップを介して音を聴く。

【使用目的、効能又は効果】

心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置をいう。  
通常、リスニングヘッドに膜があり、この膜がチューブによってイヤークリップ(ユーザの耳に挿入する)を備えたヘッドギアに接続されている。

【品目仕様等】

- (外観)  
ひび割れ、キズその他の有害な欠点がなく、仕上げが良好なこと。
- (性能)  
ダイヤフラム側及びベル側とも音が確実に聴こえること。

【操作方法又は使用方法】

1. イヤークリップを耳に挿入する。
2. チェストピースを、聴きたい被験者の部位に当てる。
3. 高周波音・低周波音は、チェストピースのシリンダーを回転させることで各音域の聴診が可能です。  
膜(ダイヤフラム)を使用する際は、膜を軽く叩き反響を確認する。

- ・ダイヤフラムを交換する際は、反時計回りにまわすと外れます。  
新しいダイヤフラムを装着してください。
- ・イヤークリップが緩みしたら、ネジ式になっていますので、きつく締めて元に戻してご使用ください。

【使用上の注意】

【禁忌・禁止】事項のとおりに滅菌は禁止ですが、接触感染が考えられるので、本体を清潔に保つようにしてください。

【保守・点検に係る事項】

- ・イヤークリップとチューブは、アルコールまたは、中性洗剤で清拭してください。清拭後は完全に乾燥させてください。
- ・滅菌する場合は、低温ガス滅菌で行い、エアレーションは2日間実施してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温・多湿を避けて保管してください。

【包装】

本体一式 : 1箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

(製造販売業者)  
**日本ライト株式会社**  
**神戸本社:** 〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F  
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)  
**リースター社**  
Rudolf Riester GmbH & Co. KG  
ドイツ ユンギンゲン

(お問い合わせ先)  
**日本ライト株式会社**  
**神戸本社:** 〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F  
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055  
**東京本社:** 〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-11  
TEL 03-3814-5835 FAX 03-3813-1406