

器具器械(02)診療用照明器
一般医療機器 耳照明器(41238000)
ニューマチック型耳鏡

【警告】

- ・本製品を、他社のハンドルに装着して使用しないでください。
- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分注意してください。
- ・医師または訓練を受けた方以外のご使用はしないようにしてください。
- ・充電は必ず100V50/60Hzで行ってください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理を行わないでください。
- ・本製品の滅菌は行なわないでください。
- ・本製品と他社アクセサリの併用は避けてください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

品 番	仕 様
20200	ニューマチック型耳鏡ヘッド
71000A	ニッカドハンドル
71907	リチウムハンドル、充電器、AC電源アダプター スペキュラ

2. 寸法及び重量

20200	ニューマチック型耳鏡ヘッド
寸法:長さ 53mm *高さ 35mm 重量:60g	
ニューマチック型耳鏡リチウムハンドルセット	
寸法:長さ 200mm *φ26mm 重量:190g	
ニューマチック型耳鏡ニッカドハンドルセット	
寸法:長さ 220mm *φ27mm 重量:350g	

3. 動作原理

- ・ヘッド内部にある電球から出た光は、光ファイバーを介して集光し前面を照射する。

【使用目的又は効果】

- ・鼓膜、外耳道の観察、検査、治療を行うための照明器具。

【品目仕様】

- ・電球定格: 3.5V

【使用方法等】

操作方法

1. 耳鏡ヘッドを3.5V充電ハンドル(71000A、71910)に接続します。
2. ハンドル上部の緑色スイッチを押しながら時計方向に回しますと耳鏡ヘッドから光が照射されます。
3. 患者の外耳道の大きさに合わせて、適切なスペキュラを耳鏡に接続してください。

充電方法

＜リチウムハンドル＞

1. 充電器とAC電源アダプターを接続し、コンセントに差し込みます。充電器のインジケータが緑色に点灯します。
2. ハンドルを充電器内に正しく差し込んでください。充電中はインジケータがオレンジ色に点灯します。
3. フル充電を行うには約14時間の充電時間が必要です。フル充電になりますと、インジケータが緑色に変わります。

＜ニッカドハンドル＞

1. ハンドルの中心部を回してスイッチ部を外してください。
2. プラグが出てきますので、100Vのコンセントで充電できます。
3. フル充電を行うには、約12時間の充電時間が必要です。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・長時間使用しない時は、ヘッドと充電ハンドルを切り離し、充電電池も取り出してください。(ニッカドハンドルの場合)
- ・高温、多湿な場所は避けてください。

【保守・点検に係る事項】

(電球交換)

- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分冷却してから電球を交換するか、布などで電球を掴んで取り出すか、ピンセット等の金具で電球の後端部の窪みをつまみ掛けて取り出すかして、直に素手で触らないようにしてください。

－電球交換の手順－

1. 耳鏡ヘッドを回転させれば、ハンドルと分離できます。
2. 耳鏡側に電球が見えますので、電球を引き出せば取り外せます。
3. 古い電球の交換ができます。

(充電電池の交換)

＜リチウムハンドル＞

1. ハンドル上部のスイッチ部を反時計回りに回すと、スイッチ部が充電電池部から外れます。
2. 新しい充電電池部にスイッチ部を取り付け、時計回りに回すと充電電池部とスイッチ部を固定できます。

※充電電池部は分解しないでください。

＜ニッカドハンドル＞

1. ハンドル底部の蓋を回すと外れます。
2. 専用充電電池が取り出せます。
3. 充電電池の方向性を確認して、ハンドルに入れてください。
4. ハンドル底部の蓋を回し、しっかりと締めてください。

－クリーニング－

- レンズのクリーニングには乾いた布をご使用いただき、アルコール・化学物質・液体は使用しないでください。
- 余分な液体が内部にはいりますと支障をきたしますので、液体に浸漬した布は使用しないでください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

Welch Allyn Inc

アメリカ合衆国 ニューヨーク州

取扱説明書を必ずご参照ください。