

器具器械(02)医療用照明器
一般医療機器 耳照明器(41238000)

e・スコープ耳鏡

【警告】

- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がございますので、十分ご注意ください。
- ・医師または訓練を受けた方以外のご使用は避けてください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・本製品の滅菌は行なわないでください。
- ・本製品と他社アクセサリーの併用は避けてください。

【形状・構造等】

1. 構成

- 品 番 仕 様
- 2110-203 e・スコープ(乾電池式、ホワイト)
- 2111-203 e・スコープ(乾電池式、ブラック)

2. 寸法及び質量

寸法: L=約170mm x 約20mm 重量:約140g

3. アクセサリー

- 予備電球
- スペキュラ(2. 5mm/4. 0mm)

4. 動作原理

- ・耳鏡ヘッド内の電球(LED)から出た光は、光ファイバーを介して集光し前面へ照射される。

【使用目的、効能又は効果】

- ・鼓膜、外耳道の観察、検査、治療を行うための機器。

【品目仕様等】

- ①電球定格 3. 7V LED
- ②拡大レンズ 3. 0倍

【操作方法又は使用方法】

操作方法

1. 耳鏡ヘッドとハンドルを接続させます。
2. ハンドル上部のスイッチを上押し上げると点灯します。
4. 耳鏡ヘッド先端部から光が照射されます。
5. スwitchを下にさげると消灯します。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行なわないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・長期間使用しないときは、耳鏡ヘッドとハンドルを切り離し、乾電池を取り出し、金属製品との接触をさけ、また高温・多湿な場所を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 電球交換

- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分冷却してから電球を交換するか、布などで電球を掴んで取り出してください。
- ・なお、電球交換時、電球の球面を素手で触らないようにしてください。

ー電球交換の手順ー

1. 耳鏡ヘッドを回してハンドルと分離します。
2. 耳鏡ヘッドの接続側の中心に、電球があるのが確認できます。
3. 古い電球をヘッドから引き抜きます。
4. 新しい電球を差し込みます。

ー乾電池の交換ー

1. 耳鏡ヘッドを回してハンドルと分離します。
2. ハンドルから乾電池を取り出します。
3. 乾電池をハンドル内に入れてください。
4. ハンドルと耳鏡ヘッドを接続して下さい。

ークリーニングー

耳鏡ヘッド及びハンドルは、お湯による清拭クリーニングが可能です。
耳鏡ヘッド及びハンドルは、防水性ではございませんので、液体への浸漬は行なわないでください。また、オートクレーブ、EOGガス等、滅菌も行なわないでください。

【包装】

e・スコープ : 1箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

日本ライト株式会社

神戸本社:〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

製造業者

Rudolf Riester

ドイツ

(お問合せ先)

日本ライト株式会社

神戸本社:〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055