

器具器械(02)医療用照明器
一般医療機器 額帯灯(11963000)

ハマト・スーパーLEDパーソナル

【警告】

- ・電源コードを切ったり加工したりしないでください。
- ・医師または訓練を受けた方以外での使用はしないようにしてください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造をおこなわないでください。
- ・本製品は滅菌しないでください。
- ・本製品を、他社のアクセサリと併用しないでください。



【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本器は下記の構成からなる。

- ①ヘッドライト本体部
- ②携帯型充電電池部
- ③クリップオン部

2. 寸法及び重量

(ヘッドライト本体部)

寸法 幅190mm、長さ280mm、重量180g

(携帯型充電電池部)

寸法 幅60mm、高さ120mm、厚さ24mm

重量180g

(クリップオン部)

寸法 幅36mm、長さ75mm、高さ44mm、重量40g

3. 動作原理

充電電池を電源とし、ライト部のLEDが点灯し前方を照射する。

【使用目的又は効果】

患者の耳鼻咽喉部、歯部等の診断・治療用の額帯式照明機器。

【使用方法等】

1. ヘッドバンドのノブを回しサイズを調整し、頭に装着してください。
(クリップオンタイプは眼鏡フレームに挟み込む)
2. ライトのケーブルを、携帯型充電電池のコネクターに差し込んでください。
3. 携帯型充電電池のスイッチを入れる(つまみを押す)と点灯します。
4. スイッチを上下に切り替えることで、光量の調整ができます。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないこと。
- ・ライト部のレンズ部分を素手で触れないようにしてください。
- ・ライト部分の調整は丁寧に扱ってください。
- ・携帯型充電電池部からケーブルを外す時はコネクター部をつまんで引き抜いて外して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- ・長期間使用しないときは、充電電池を取り出し、金属製品と接触させないで保管してください。
- また高温・多湿な場所を避けてください。

【保守・点検に係る事項】

1. レンズ表面にほこり、ごみなどが付着した場合はハケやブロアで優しく除去すること。
2. 中性洗剤、ガラスコップ用洗剤の使用は避けてください。

ークリーニング

ヘッドライト本体、携帯型充電電池は防水性ではありませんので、液体に浸漬したり、オートクレーブ滅菌を行わないでください。
また、EOG、プラズマ滅菌等を使って滅菌しないでください。本品は滅菌対応品ではありません。
ぬるま湯か中性洗剤を含んだ布で拭き、クリーニングを行ってください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F

TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F

TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F

取扱説明書を必ずご参照ください。