

器具器械(02)医療用照明器
一般医療機器 額帯灯(11963000)

ハマツト・スーパーLEDパーソナル(ルーペ付)

【警告】

- ・電源コードを切ったり加工したりしないでください。
- ・医師または訓練を受けた方以外での使用はしないでください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・本製品の滅菌は行わないでください。
- ・本製品と他社アクセサリの併用は避けてください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本器は下記の構成からなる。

- ①ヘッドライト本体部(ヘッドバンドタイプ、ホークアイタイプ)
- ②ルーペ部(鏡筒、簡易ルーペ)
- ③携帯型充電電池部
- ④充電器

2. 寸法及び重量

(ヘッドライト本体部)

ヘッドバンド: 幅170mm、長さ280mm、重量240g

ホークアイ: 幅140mm、長さ230mm、重量80g

(ルーペ部)

倍率 2.5倍の鏡筒: 40g

倍率 3.0倍の鏡筒: 60g

簡易ルーペ: 8g、18g

(携帯型充電電池部)

寸法 幅60mm、高さ120mm、厚さ24mm、重量170g

3. 動作原理

充電電池を電源とし、ライト部のLEDが点灯し前方を照射する。

【使用目的又は効果】

患者の耳鼻咽喉部、歯部等の診断・治療用の額帯式照明機器。
また、小型望遠鏡としての機能をもち作業野の拡大像が得られる。

【品目仕様等】

LED定格: 3.7V、3W

鏡筒

倍率: 2.5倍、3.0倍

焦点距離: 480mm、380mm、260mm

瞳孔距離: 48mm～80mm

簡易ルーペ

倍率: 1.6倍 作業距離 270mm

倍率: 2.0倍 作業距離 250mm

【使用方法等】

1. ヘッドバンドのノブを回しサイズを調整し、頭に装着してください。
(クリップオンタイプは眼鏡フレームに挟み込む)
2. ライトのケーブルを、携帯型充電電池のコネクターに差し込んでください。
3. 携帯型充電電池のスイッチを入れる(回転さす)と点灯します。
4. スイッチを回転さすことで、光量の調節ができます。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないでください。
- ・ライト部のレンズ部分を素手で触れないようにしてください。
- ・ライト部分の調整は丁寧に扱ってください。
- ・携帯型充電電池部からケーブルを外す時はコネクター部をつまんで引き抜いて外してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・長期間使用しないときは、充電電池を取り出し、金属製品と接触させないで保管してください。
- また高温・多湿な場所を避けてください。

【保守・点検に係る事項】

1. レンズ表面にほこり、ごみなどが付着した場合はハケやブロアで優しく除去すること。
2. 中性洗剤、ガラスコップ用洗剤の使用は避けてください。

－クリーニング－

ヘッドライト本体、携帯型充電電池は防水性ではありませんので、液体に浸漬したり、オートクレーブ滅菌を行わないでください。
また、EOG、プラズマ滅菌等を使って滅菌しないでください。本品は滅菌対応品ではありません。
ぬるま湯か中性洗剤を含んだ布で拭きクリーニングを行ってください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F

TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F

TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F

取扱説明書を必ずご参照ください。