

器具器械(13)聴診器  
一般医療機器 機械式聴診器(JMDN:13755000)

リースター聴診器 デュプレックス2.0

【禁忌・禁止】

- ・滅菌のために薬液に浸漬させないでください。
- ・本製品を加熱や蒸気による滅菌、またはプラズマ滅菌はしないでください。
- ・本製品の分解・改造・修理を行わないでください。
- ・本製品を、他社のアクセサリと併用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

| 品 番        | 品 名         | 仕 様  |
|------------|-------------|------|
| RI 4210-01 | デュプレックス 2.0 | ブラック |
| RI 4210-02 | デュプレックス 2.0 | ホワイト |
| RI 4210-03 | デュプレックス 2.0 | ブルー  |
| RI 4210-04 | デュプレックス 2.0 | レッド  |
| RI 4210-05 | デュプレックス 2.0 | グリーン |

(本品は以下の構成からなる)

チェストピース部(採音部)  
バイノーラル部

2. 寸法及び質量

|    |    |      |
|----|----|------|
| 寸法 | 全長 | 74cm |
| 質量 |    | 151g |

3. 動作原理

チェストピース部で心臓及び肺の音を採音し、Y字型チューブでその音を伝達し、バイノーラル部のイヤータップを介して音を聴く。

【使用目的又は効果】

心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置をいう。  
通常、リスニングヘッドに膜があり、この膜が分岐Y字型チューブによってイヤータップ(ユーザの耳に挿入する)を備えたヘッドギアに接続されている。

【品目仕様等】

(外観)

ひび割れ、キズその他の有害な欠点がなく、仕上がりが良好なこと。

(性能)

ダイヤフラム側及びベル側とも音が確実に聴こえること。

【使用方法等】

1. イヤータップを耳に挿入する。
2. チェストピースを、聴きたい被験者の部位に当てる。
3. 高周波音・低周波音は、チェストピースのシリンダーを回転させることで各音域の聴診が可能です。  
膜(ダイヤフラム)を使用する際は、膜を軽く叩き反響を確認する。

- ・チェストピースを交換する際は、チェストピース側とバイノーラル側の夫々の接続部(銀色部分)を持って装着してください。
- ・イヤータップが緩みましたら、ゴムの部分だけ取り出し金属部分をきつく締めて元に戻してご使用ください。

【使用上の注意】

【禁忌・禁止】事項のとおり滅菌は禁止ですが、接触感染が考えられるので、本体を清潔に保つようにしてください。

【保守・点検に係る事項】

- ・イヤータップとチューブは、アルコールまたは、中性洗剤で清拭してください。清拭後は完全に乾燥させてください。
- ・滅菌する場合は、低温ガス滅菌で行い、エアレーションは2日間実施してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温・多湿を避けて保管してください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F  
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F  
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

Rudolf Riester GmbH(リースター社)

ドイツ