

器具器械(18)血圧検査又は脳波検査器具のうち、アネロイド式血圧計

アネロイド式血圧計

リースター血圧計

ビッグ・ベン

【禁忌・禁止】

- ・10mmHg以上加圧した状態で10分以上患者に装着しないでください。
- ・カフ、送気球、エアリーリースバルブ、チューブは加熱又は蒸気による滅菌はしないでください。

【形状・構造等】

1. 構成



品番	仕様
1468	ビッグ・ペンスタンド型 ラウンド38cm
1478	ビッグ・ペンスタンド型 スクエア38cm
1475	ビッグ・ペンスタンド型 ラウンド55cm
1485	ビッグ・ペンスタンド型 スクエア55cm

アクセサリ

108	カフ 成人用	2チューブ(上腕部サイズ24~32cm)
121	カフ 成人用小	2チューブ(上腕部サイズ17~26cm)
123	カフ 成人用大	2チューブ(上腕部サイズ32~42cm)
126	カフ 大腿用	2チューブ(大腿部サイズ42~50cm)
128	カフ 大腿用XL	2チューブ(大腿部サイズ50~70cm)
130	カフ 小児用	2チューブ(上腕部サイズ13~20cm)
133	カフ 幼児用	2チューブ(上腕部サイズ7.5~13cm)
135	カフ 乳児用	2チューブ(上腕部サイズ5.0~7.5cm)
10350	送気球エアリーリースバルブ付	
10351	ゴム球のみ	
10363	エアリーリースバルブのみ	
10382	コイルチューブ	

【性能、使用目的、効能又は効果】

聴診法による血圧測定をするために使用する。

【操作方法又は使用方法】

1. 患者の上腕(大腿)の太さに応じたカフを選択してください。

矢印の範囲内にインデックスライン(白色)が収まっているか確認します。

2. 動脈インデックスマークを上腕動脈の上に位置させ、カフの下縁が肘関節の2~3cm上方に巻きます。
3. 予想される収縮期または触診法で得た値より20mmHg くらい加圧します。
4. 圧を下げながら、聴診器にてコロコフ音を聴き、ゲージから最高血圧と最低血圧を読み取ります。

【使用上の注意】

1. 血圧変動をきたす要因を極力排除し、測定前には安静を保たせる。
 2. チェストピースをカフの中に入れて込まないでください。
 3. 一拍動一目盛り(2mmHg)の速さで減圧してください。
 4. カフを長時間巻くと末梢がうっ血をおこすので手早く実施してください。
 5. 繰り返し測定するときは、カフをはずし1~2分間待って再度測定する。
- その時には、圧迫していた部位を充分にマッサージしてください。

【保守・点検に係わる事項】

クリーニング

血圧計本体、送気球は濡った布で拭いてください。カフは、ブラダーを取り外し濡らせた布で清掃するか又は石鹸水で洗浄できます。ブラダーは濡った布で拭いてください。

【包装】

本体:1台 アクセサリ:1/パック毎

【製造業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所等】

輸入販売業者

日本ライト株式会社

神戸本社:〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

東京本社:〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-11
TEL 03-3814-5835 FAX 03-3813-1406

製造会社

リースター

ドイツ エンギゲン