

機械器具(12) 理学診療用器具

一般医療機器 再使用可能な止血帯(JMDN コード：17230000)

販売名：タニケット カフ

【禁忌・禁止】

1. 止血圧力は 600mmHg 以上上げないでください[最大止血圧力を超えると製品が破損・変形の恐れがあります]。
2. 強アルカリ・強酸性洗剤・消毒剤による清浄をしないでください [製品を腐食させる恐れがあります]。
3. ガス滅菌以外の滅菌はしないでください [製品を劣化させる恐れがあります]。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 寸法

単位：mm

号数	使用部位	幅	長さ	長さ	径
No. 1	大人の大腿用	105±5	930±5	70±15	φ 10±1
No. 2	大人の大腿用	97±5	860±5	70±15	φ 10±1
No. 3	大人の下腿・上腕用 小児の大腿用	88±5	770±5 *	70±15	φ 10±1
No. 5	大人の前腕用 小児の下腿・上腕用	77±5	500±5 *	70±15	φ 10±1
No. 7	小児の上腕・前腕用	60±5	410±5	70±15	φ 10±1

3. 材質

内部	内袋	天然ゴム
	補強板	合成ゴム
外部	外袋	レーヨン・ナイロン
	マジックテープ	ナイロン
	接続用金具	黄銅（ニッケルメッキ）
	固定ひも	綿

4. 最大止血圧力：600mmHg

【使用目的又は効果】

本製品は、四肢に巻きつけ圧迫止血のために用います。なお、本製品は再使用が可能です。

【使用方法等】

1. 使用前に滅菌済みであること及び外観等に異常がないか確認します。
2. 手術野より中枢側へ隙間を作らないように巻き付けます。

3. 固定ひもで 2ヶ所を固定します。
4. 本品の接続用金具を止血器へ接続します。
5. 止血器より送気を受け、止血するための最適の圧迫状態にします。

【使用上の注意】

**<重要な基本的注意>

1. 本製品はガス滅菌方法してください。
2. 本製品が患者の四肢に直接触れないよう、ガーゼ等を用い、本製品への汚染を防止してください。
3. 四肢に巻き付ける前に、ゴムの劣化、カフ縫製部のほつれ及びマジックの粘着等の確認をしてください。
4. 使用前に正常に作動している事を確認してください。
5. 破損、変形等の原因になるので、本製品に必要以上の力を加えないでください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

1. 再汚染を防ぐ為清潔な場所に保管してください。
2. 高温・高湿の環境は避けて保管してください。

【保守・点検に係わる事項】

<清浄方法>

1. 使用後は直ちに血液、体液、組織等の汚物が付着していないか確認し、汚染が確認されたものは洗濯等を行ってください。
2. 洗剤の残留がないように十分にすすぎ洗いをしてください。
3. 腐食を防ぐ為、本製品の洗浄後は十分に乾燥させてください。
4. 洗浄後、動作確認をしてください。
5. 点検完了後、再度汚れが付かないように清潔な場所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元	有限会社東京医科電機製作所 〒113-0033 東京都文京区本郷 3 丁目 30 番 5 号 TEL 03-3814-8816 FAX 03-3814-8818
製造元	有限会社東京医科電機製作所

発売元 大石厚生堂

〒113-0033
東京都文京区本郷 3-21-2 田島ビル 101*
TEL/FAX 03-3813-5597