

機械器具(12)理学診療用器具

一般医療機器 再使用可能な止血帯(JMDNコード:17230000)

販売名:止血帯

【禁忌・禁止】

1. 最大止血圧力は600mmHg以上上げないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料/材質
綿布、熱可塑性ポリウレタン、ウレタンゴム、ポリプロピレン、
黄銅金具
2. 形状・構造
本製品の形状は以下のとおり。



単位:mm

名称/号数	1	2	3	4
①本体長さ	200±10	350±10	350±10	650±20
②本体幅	55±10	55±10	70±10	70±10
③帯長さ	100±10	100±10	250±10	250±10
④帯幅	25±5	25±5	50±10	50±10
名称/号数	5	6	7	8
①本体長さ	650±20	900±20	900±20	1100±20
②本体幅	90±10	90±10	110±10	130±10
③帯長さ	300±10	300±10	400±10	500±10
④帯幅	50±10	50±10	50±10	50±10

【使用目的又は効果】

本製品は、四肢に巻きつけ圧迫止血のために用いる、再使用可能な製品である。

【使用方法等】

1. 汚れを確認し、清潔な状態で使用してください。
2. 手術野より中枢側へ隙間を作らないように巻き付けてください。
3. 止血帯の接続部を止血器へ接続してください。
4. 止血器より送気を受け、止血するための最適の圧迫状態にしてください。

【使用上の注意】

**<重要な基本的注意>

1. 本製品は、ガス滅菌のみ可能です。
2. 四肢に巻き付ける前に、ウレタンゴムの劣化、カフ縫製部のほつれ及びマジックの粘着等の確認をしてください。
3. 使用前に正常に作動している事を確認してください。

4. 破損、変形等の原因になるので、本製品に必要な以上の力を加えないでください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

1. 腐食を防ぐ為、本製品の洗浄後は直ちに乾燥させてください。
2. 本製品を貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐ為清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間を管理してください。

【保守・点検に係わる事項】

<洗浄方法>

1. 使用後は直ちに血液、体液、組織等の汚物が付着していないか確認し、汚染が確認されたものは洗濯等を行ってください。
2. 洗剤の残留がないように十分にすすぎ洗いをしてください。
3. 洗浄後は十分に乾燥してください。
4. 洗浄後、動作確認をしてください。
5. 点検完了後、再度汚れが付かないように清潔な場所に保管してください。
6. 強アルカリ・強酸性洗剤・消毒剤は、製品の劣化を早める恐れがあるので使用は避けてください。
7. 布袋のみ蒸気滅菌装置で滅菌が可能です。

【発売元・製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

発売元*	ユフ精器株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目31番20号 TEL 03-3811-2126 FAX 03-3811-5155
製造販売元	有限会社東京医科電機製作所 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目30番5号 TEL 03-3814-8816 FAX 03-3814-8818
製造元	有限会社東京医科電機製作所 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目30番5号 TEL 03-3814-8816 FAX 03-3814-8818