

モールドパターン(スタータセット)

【形状・構造及び原理等】

<概要>

メタルフレーム床の鋳造原型、修復物等を光硬化によりワンピースで製作する。

<形状>

以下の代表的な各種形状・パターンがある。

- (1) クラスプ
- (2) リンガルバー（バー）
- (3) パラタルバー（バー）
- (4) スケルトン
- (5) ハーフランド（マイナーコネクター）
- (6) スプルー
- (7) ステップルシート
- (8) リリーフシート
- (9) 無地シート
- (10) コネクターワックス
- (11) リリーフワックス

※詳細は表示ラベル参照

<仕様>

融点：87℃

灰分：1g 中 0.01%

硬化収縮：0.05%

<原理>

メタルフレーム床の鋳造原型を光硬化によってワンピースで製作する。

(3) 本品は歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理して下さい。

(4) 使用及び保管には、消化器装置を備えて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社東永

電話番号：052-763-1120

【発売元】



山八歯材工業株式会社

住所：〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦大知柄 54-1

電話番号：0533-57-7121

FAX 番号：0533-57-1764

【使用目的又は効果】

本品はメタルフレーム床の鋳造原型、修復物等の製作に用いる。

【使用方法等】

- (1) 石膏模型の前準備後、分離材を塗布します。
- (2) 光硬化ワックスパターンのフレームを圧接形成します。
- (3) パターンフレームの補強を目的として使用します。
太陽の反射光によって硬化する為、窓ぎわでの作業はしないようお願いします。
- (4) 夏期の場合、シートは冷却スプレーで操作して下さい。

【使用上の注意】

- (1) エマルセップCは水分を含んだ面球をビンの中に入れると液が全部硬化しますので、新しい面球を使用してください。
- (2) 電気ペンを使用してください。照射器は 360 ナノメートルの波長を使用してください。
- (3) 歯科用レジン液でアレルギーを起こす方は使用を避けて下さい。
- (4) 本品は歯科医療従事者以外の使用はしないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 室温の保管又は常温遮光保存
- (2) 本品を高温となる場所（暖房器具、直射日光の当たる場所など）放置しないで下さい。