

再使用禁止

イージーバー

【禁忌・禁止】

1. 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

1. 写真に示すとおり、棒形状であり両端に孔を有する。
2. 49 種類のサイズを有し、各種類はそれぞれ 5 個ずつパッケージされている。
3. 付属品のピンセット、測定ゲージ及びイージーバーテンプレートと共にパッケージケースに収められている。



- ・種類、及びサイズは、裏面の表のとおり。
- ・本品は、セット品としての販売を基本とするが、各サイズ 5 個入りの補充用販売も可能である。

*本品（セット品）Code No.：300.00

**、*補充用 Refills Code No.（例）

No.	Code No.	Code name
1	300.006	Easy Bar Refills - 6 mm - 5 pcs

【原理】

インプラントを作製する場合、インプラントの位置・角度に正確に合致する模型を作製することは非常に重要である。

本品で作成した構造物を、患者の口腔内の印象用アバットメント又はテンポラリーアバットメントに装着して固定し本印象を採り、この本印象を使用して模型を作製することにより、インプラントの正しい位置と角度が再現され、より精度の高い模型を作製することができる。

【原材料】

1. 本品
 - ・ステンレス鋼
2. 付属品
 - ・ピンセット：ステンレス鋼
 - ・測定ゲージ：ステンレス鋼
 - ・イージーバーテンプレート：プラスチック
3. パッケージケース
 - ・プラスチック

【使用目的又は効果】

- ・本品は、ステンレス鋼製のバーである。
- ・インプラントの印象採得時に使用することにより、採得時の位置ずれを防ぎ、インプラントの正確な位置・角度に基づく印象を採るために使用する。

【使用方法等】

1. 本品は複数本のインプラントに対応する。
2. 通法によりインプラントアナログ模型を作製する。
3. 模型のインプラントアナログにテンポラリーアバットメントを装着する。
4. 測定ゲージを使用してテンポラリーアバットメントの中心間距離を計測する。
5. 中心間距離に対応した本品を選択後、削る、曲げる等で調整し、複数の本品をレーザー溶接又はレジンで固定する。
6. 一体化した本品をインプラントに装着した印象用アバットメント又はテンポラリーアバットメントにレジンで固定する。
7. 本印象を採得する。
8. この本印象に基づきインプラントアナログ模型を作製し、インプラントブリッジを作製する。
9. 本品を使用することで、インプラントの正しい位置と角度が再現され、より精度の高い模型を作製することができる。

【重要な基本的注意】

1. 再使用はしないこと。
2. 本印象の使用前に洗浄し、滅菌を行うこと。
3. 使用する際に本品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常がないことを確認すること。
4. 予め、手技及びその手順について十分熟知した後を使用すること。

【使用上の注意】

- ・歯科医療従事者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
2. 品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社
住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12
電 話 番 号：044 - 201 - 6171
製 造 業 者：P.P.M. srl di Giacomini Manuele e Monica
製 造 国 名：イタリア