

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科用フラスコ JMDN：42343000

ビッグ アンド スモールグラス

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品は、ビッググラス及びスモールグラスより構成され、作製する補綴物の患者への適応部分や大きさによって使い分ける。

(1) 外部サイズ等

1) ビッググラス

- ① サイズ（高さ×幅×長さ）
：3.8×8.6×8.7 cm
（高さ：ベース 1.45 cm、カバー 2.35 cm）
- ② 重量：240 g

2) スモールグラス

- ① サイズ（高さ×幅×長さ）
：4.0×4.5×9.5 cm
（高さ：ベース 1.5 cm、カバー 2.5 cm）
- ② 重量：200 g

(2) 外観は以下の写真のとおり。



ビッググラス

スモールグラス

(3) 販売形態

- 1) 本品は、ビッググラス及びスモールグラスともカバーが 2 個ずつの販売形態となる。
- 2) 本品は、セット販売を基本とするが、ビッググラス或いはスモールグラス単品でも販売が可能である。

*3) 製品コード番号

- ①ビッグ アンド スモールグラス
（セット品）：200.0014
- ②ビッググラス：200.0017
- ③スモールグラス：200.0018

【原理】

本品を容器として、ワックスアップ及びシリコンを使用して重合用補綴物を作製する。

【原材料】

【構成品】

1. ビッググラス

No.	部品名	材料
①	ベース	テフロン（白）
②	バー	ステンレス鋼
③	カバー	アクリル樹脂
④	Bush GSM-0608-10	樹脂（抗摩擦材）
⑤	固定ノブ	テフロン（白）

2. スモールグラス

No.	部品名	材料
①	ベース	テフロン（白）
②	バー	ステンレス鋼
③	カバー	アクリル樹脂
④	Bush GSM-0608-10	樹脂（抗摩擦材）
⑤	ロックナット	ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

重合用補綴物を成形する型を保持する容器である。

【使用方法】

本品は重合用補綴物を成形する型を保持する容器であり、以下の作業に用いる。

1. シリコンを使用して光重合により、予め作成したワックスアップの外形鋳型を作製する。
2. この外形鋳型を使用して、ワックスアップからフレームを作製する。
3. このフレームに象牙質部分及びエナメル質部分を築盛し重合する。

【使用上の注意】

1. 歯科医療従事者以外は使用しないこと。
2. 使用する際に本品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常がないことを確認すること。
3. 予め、手技及びその手順について十分熟知した後を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
2. 品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社
住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12
電 話 番 号：044 - 201 - 6171
製 造 業 者：P.P.M. srl di Giacomini Manuele e Monica
製 造 国 名：イタリア