

機械器具 60 歯科用エンジン

一般医療機器 歯科技工用電気エンジン JMDN：38611000

ジルコグラフ 025 エコ

*【形状・構造及び原理等】



W59×D25×H57 cm weight 21kg

【構造及び原理】

歯科技工用カーバイド切削器具等の回転器具を接続するためのチャックを備えた1つのハンドピースからなる歯科技工用器具、本品は電源からはなれており、フレキシブルドライブシステムを接続する。

*【使用目的又は効果】

歯科技工用カーバイド切削器具等の回転器具を接続するためのチャックを備えた1つのハンドピースからなる歯科技工用器具、本品は電源からはなれており、フレキシブルドライブシステムを接続する。

*【使用方法等】

1. 作業開始に先立ち、機器の配線の接触、被覆等に、異常のないこと、保護設置等が正常であることを確認する。
2. 電源スイッチを入れる。
3. ハンドピースに技工用バーを装着する。
4. 研削用セラミックスを研削用プレートに装着し、模型用プレートに模型を設置する。
5. フットペダルによりミリングバーを始動させ、スタイラス（なぞり用針）で模型をスキャンしながらセラミックスをハンドピースで切削することにより自動的に原模型のコピーを再現作成する
6. 作成終了したコピー及び模型をプレートより取り出す。

7. 電源を切って終了する。

8. 詳細な設置方法、操作方法については、取り扱い説明書を参照すること。

*【使用上の注意】

- *1. 本品は歯科技工技術に精通した技術者が操作してください。
2. 取扱説明書を必ず参照してください。
3. 「医用電気機器の使用上（安全、危険防止）の注意書」を読んでください。
4. 取扱説明書等に記載内容以外の分解、改造は行わないこと。
5. 使用開始に際して、テスト回転させ、振動、ブレ、発熱等異常のないことを確認し指定回転数に従って作業してください。
6. 使用後は電源スイッチを切り、長時間使用しないときは電源プラグをコンセントより抜いてください。
7. 本機器本来の用途以外に用いないこと。
- *8. 切削・研磨作業時に発生する粉塵の影響を避けるためゴーグル、マスクを着用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 高温・多湿を避けること。
2. 耐用期間：6年間

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社

*住所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12

*電話：044 - 201 - 6171

**製造業者：Zirkonzahn srl

製造国名：イタリア

取扱説明書を必ずご参照ください