

**2018 年 10 月改訂（第 4 版）

医療機器届出番号：14B1X90003ZZ0030

*2015 年 8 月 3 日改訂（第 3 版）

歯科材料 06 歯科用印象材料

一般医療機器 歯科技工用光学印象採得補助材料 JMDN：70892000

ジルコスキャンスプレー

*【形状・構造及び原理等】

スプレー缶入りの液体で、
噴霧して用いる。



【原理】

- ・歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットで印象を採得する際、歯科用模型の微妙な色彩の違い等により乱反射が生じ、精密な光学印象が採得できないことがある。
- ・本品は、高圧の液化ガスと少量の微粉末の顔料及び少量のエタノールを含有するスプレー缶入りの製品である。
- ・歯科用模型に噴霧し顔料を非常に薄く均一に付着させることにより、乱反射を防ぐことができ、より精密な光学印象を採得することが可能となる。

*【販売単位】

- 1) 200mL 1 本 包装
- 2) 200mL 5 本 包装

*【使用目的又は効果】

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットでの光学印象採得時に、乱反射等を防止するために用いる。

*【使用方法等】

1. よく振ってから使用する。
2. 本品のヘッド部分を押して、歯科用模型に均一に吹き付ける。
3. 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットの光学印象読み取り装置で模型の光学印象をとる。
4. 専用の機器で歯科用修復物を製作する。

【使用上の注意】

1. 換気の良い区域でのみ使用してください。
2. 手の飛沫保護として、ニトリルゴム手袋が適切です。
- *3. 眼の保護のために、保護メガネを使用し、もし眼に

入った場合は、流水で数分間すすいでください。

4. 飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
6. 吸入した場合は、新鮮な空気を供給し、具合が悪い場合は、医師の診察を受けてください。
7. 裸の炎や白熱した材料に直接スプレーしないでください。
8. 火災時は、二酸化炭素、砂、消火粉末を使用し、水は使用しないでください。
9. 歯科医療有資格者以外は、使用しないでください。
10. 本書に記載の使用目的以外には、使用しないでください。

*【保管方法及び有効期間等】

- *本品は高圧ガスの加圧容器入り製品である。また極めて可燃性で引火性が高く、爆発及び火災発生の危険性がある。そのため下記のことを留意すること。
1. 涼しい場所に保管する。
 2. 日光を避け、50℃を超える温度にさらさない。
 3. 発火源から遠ざけ、火気の近くに保管しない。
 5. 子供の手の届かないところに保管する。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社

*住所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12

*電話：044 - 201 - 6171

**製造業者 A：Ivoclar Vivadent AG

製造国名：リヒテンシュタイン

**製造業者 B：Zirkonzahn srl

製造国名：イタリア