

歯科材料 02 歯冠材料

管理医療機器 歯科セラミックス用着色材料 JMDN：70823000

ICE ステイン

*【形状・構造及び原理等】

本品はペースト状の着色材料であり、セラミックス用とプレッタジルコニアブランク用がある。

・ICE ステイン（セラミックス用）

10 色（各プラスチック容器 1 個 1 g 入り）
ブルー、ティッシュ、オレンジ、オレンジ 2、
ブラウン、ベージュ、ホワイト、カーキ、カーキ 2、
ブラック

1 色（プラスチック容器 1 個 3 g 入り）
グレーズ

・ICE ステイン プレッタ（プレッタ ジルコニアブランク用）

8 色（各プラスチック容器 1 個 1 g 入り）
A1、A2-A3.5、B1、B2-B4、C1-C2、C3-C4、
D2-D3、D4

1 色（プラスチック容器 1 個 3 g 入り）
グレーズプラス



ブルー



A1



*ICE ステイン
アソートメント



*ICE ステイン
プレッタ
アソートメント

【原理】

セラミックス表面に本品を塗布、焼成することにより、着色成分が溶着する。

【原材料】

ICE ステイン、ICE ステイン プレッタ：
セラミック粉末（二酸化ケイ素、酸化カルウム、酸化亜鉛等）、顔料、ブタンジオール、グリセリン

ICE ステインリキッド：
ブタンジオール

*【販売単位】

1. 単品

ICE ステイン
11 色（1 個 1 g 入り 10 色、1 個 3 g 入り 1 色）

ICE ステイン プレッタ
9 色（1 個 1 g 入り 8 色、1 個 3 g 入り 1 色）

2. 付属品

ICE ステインリキッド（プラスチック容器入り 10 mL）

3. アソートメント

- ・ ICE ステインリキッド（10 mL）、筆（No.0 及び No.2）及びガラス板入り。
- ・ それぞれハーフサイズのセットがあります。

ICE ステイン アソートメント（11 色）

ICE ステイン プレッタ アソートメント（9 色）

*【使用目的又は効果】

セラミックス系歯科修復物又は補綴物の色調調整に用いる。

*【使用方法等】

1. セラミックスの表面をブラシと流水で洗浄する。
2. 必要に応じて ICE ステインをガラス板上にとり、ICE ステインリキッドで薄めて、セラミックスの上に筆で塗布する。
3. 乾燥後、820℃で 1 時間保留して焼成する。

【使用上の注意】

1. 本品は熟練した歯科医療関係者が取扱うこと。
2. 本品を皮膚に付着させたり、眼に入らないように注意すること。万一眼に入った場合にはすぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
3. 研磨作業時には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置や、マスク、防塵メガネを使用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

湿気、直射日光を避け室温保管。
使用期限：製造後 3 年以内（ラベルに記載）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社
*住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12
*電 話：044 - 201 - 6171

**製造業者 A：Ivoclar Vivadent AG
製 造 国 名：リヒテンシュタイン

**製造業者 B：Zirkonzahn srl
製 造 国 名：イタリア