

機械器具 52 医療用拡張器
一般医療機器 涙管拡張器 35010000

パンクタルゲージ SS-S パンクタルゲージ M-L

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ・パンクタルゲージは、涙点に無理やり挿入したり、涙点を拡張して挿入したりしないこと。
- ・使用前には必ず挿入部に折れ、傷、曲り、その他の異常が無いことを確認し、万一異常がある場合は使用を中止すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状：下図参照



2. 材質：ステンレス

3. 寸法

	SS-S	M-L
全長	119	
保持部直径	5	
挿入部直径	SS : 0.8 S : 1.1	M : 1.35 L : 1.45

単位 mm

【使用目的又は効果】

パンクタルプラグの挿入の際に、患者涙点にパンクタルゲージを挿入することにより、涙点の大きさを測定し、それにあったサイズのパンクタルプラグを選択するために使用する。

【使用方法等】

1. 患者眼に点眼麻酔をする。
2. 一番小さいサイズのパンクタルゲージから涙点に挿入する。
3. ゲージが抵抗なく挿入できたら、次の大きさのゲージを挿入する。
4. 順次大きいゲージを挿入していき、挿入に抵抗が感じられたら、そのゲージの表示と同じサイズのパンクタルプラグを選択し、挿入する。
5. パンクタルプラグの挿入方法については、同品の添付文書を参照のこと。

【使用上の注意】

1. 使用前には必ずパンクタルゲージの挿入部に折れ、傷、曲り、その他の異常が無いことを確認し、万一異常がある場合は使用を中止すること。
2. ステンレス等のアレルギーがないことを確認してから利用すること。無理に挿入することや、涙点を拡張して挿入しないこと。
3. 使用前に必ず、感染防止に必要と考えられる方法で滅菌または殺菌、消毒して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

1. 水や薬品のかからない乾燥した場所に保管すること。

2. 直射日光のあたる場所、高温、多湿の場所や、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
3. 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

＜洗浄方法＞

使用後、流水で汚れ、粘液を洗い落とす。油性の汚れは中性洗剤（食器用液体洗剤希釈液）を塗布したやわらかい布で拭き、流水でよくすすいだ後、乾燥させる。

＜消毒方法＞

消毒用エタノールまたは 0.5% 次亜塩素酸ナトリウム水溶液に 10～20 分間浸漬した後、精製水でよくすすぎ、乾燥させる。また煮沸消毒も可能。

＜滅菌方法＞

エチレンオキシドガス（EOG）滅菌とオートクレーブ滅菌が可能。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】


＜製造販売業者＞

株式会社トーマコーポレーション
愛知県名古屋市西区則武新町二丁目 11 番 33 号
TEL (052) 581-5321

＜製造業者＞

F C I 社 フランス

〔販売業者（販売店）〕



取扱説明書を必ずご参照ください