

類別：機械器具 83 医療用物質生成器
管理医療機器 一般の名称：連続式電解水生成器(JMDNコード 71024000)

ピアパルテTYH-5000

【警告】

本製品は重量物であり、化学的な物質を生成することから

1.製品の転倒による人身への損傷や製品及び製品周辺物の損壊

2.酸性電解水生成時に発生する塩素ガスによる中毒等の危険があります。以下の事を必ずお守りください。

1) 本体の上に物を置かないで下さい。故障又は、落下事故の原因となることがあります。

2) 吐水ホースはふさがず、ネジレ、折れのないことを確認ください。(水漏れ又は電解に支障をきたすことがあります。)

3) 吐水ホースは本体より上に設置しないでください。本体内部の残水排出ができなくなります。

4) 閉め切った狭い部屋での使用は避け下さい

【禁忌・禁止】

(1) 医薬品をアルカリ性電解水で併飲しないでください。

(2) じん（腎）不全、カリウム排泄（泄）障害などのじん（腎）疾患の人は飲用しないでください。

【形状・構造及び原理等】



(1) 構成

本体：カートリッジトレイ、水管、カルシウム添加筒、配管ホース、電解槽、電源基盤、コントロール基盤、表示基盤、浄水用カートリッジ内臓、

付属品：フレキシブルパイプ（白、オレンジ）ストレーナー
継手付き給水ホース、分岐栓、ブック pH 試験紙、グリセロリン酸カルシウム、タンク（2 L）、pH 試験液、取扱説明書、ポリビーカー、粉末ロート、保証書

(2) 本体の寸法及び重量

寸法：幅 352×高さ 352×奥行き 250 (mm)

重量：10.2 kg（浄水カートリッジを含む）

(3) 電気的定格値

・定格電圧	AC100V
・定格周波数	50/60Hz
・定格入力電流	2.8A

(4) 動作原理

水を電気分解して、アルカリ性電解水及び酸性電解水を生成する家庭用に設計された機器であり、水道などに直結し、流水過程において、カルシウムイオンを含んだ飲用適の水を電気分解して飲用のアルカリ性の生成水及び飲用外の酸性の生成水を生成する。

【使用目的、効能又は効果】

生成されたアルカリ性電解水を飲用して、胃酸過多、消化不良、胃腸内異常発酵、慢性下痢、制酸に有効である。

また、生成された酸性電解水は弱酸性のアストリンゼントとして美容用に用いられる。

【品目仕様等】

機器は、JIS C 9335-2-207 の 4.102 に記載の水（水温 $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 、電気伝導度 $200 \pm 50 \mu\text{S/cm}$ の水）を用いて、 $\text{pH}9.5 \pm 0.3$ のアルカリ性電解水、及び $\text{pH}5.5 \pm 1.0$ の酸性電解水を生成する。

【操作方法又は使用方法等】

ご使用にあたっては、主に以下の事項について、取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

- (1) 使用の準備 水道等との直結方法
- (2) 一般的操作方法
- (3) 通水、又は給水方法
- (4) pH の調整方法及び確認方法
- (5) 生成水の使用、保存方法
- (6) 必要に応じ機器の内部洗浄方法
- (7) 故障した場合の取扱方法
- (8) 長時間使用しない時の機器の取扱
- (9) 使用者が行う、機器の清掃、点検、保守

取扱説明書を必ず参照してください。

【使用上の注意】

- (1) 強還元水(アルカリ性電解水)を飲用に用いるときは、pH9.5を適値とし、pH10以上は飲用不可であり直接飲用しないでください。
- (2) 酸性水(酸性電解水)は飲用しないで下さい。
- (3) 次の場合は医師に相談してご使用ください。
 - ① 飲用して身体に異常を感じたとき、又は飲用し続けても症状に改善が見られないときは、飲用を中止し、お医者様に相談してご使用ください。
 - ② お医者様の治療を受けている人、特にじん(腎)臓に障害があるかた及び、身体に異常を感じているかたは飲用前にお医者様に相談してください。
 - ③ 肌の弱い人及びアレルギー体質の人はサンセイ水(酸性電解水)を使用する前にお医者様にご相談してください。
 - ④ 酸性水(酸性電解水)を用いて肌に異常を感じたときは、使用を中止してお医者様にご相談ください。
- (4) 還元水(アルカリ性電解水)を飲用に用いるとき、使用開始時と、その後1か月に1回以上、比色法によってpH値を確認し、飲用範囲であることを確認してから飲用ください。
- (5) 機器に供給する水は、飲用適の水を使用ください。
- (6) 電解促進液、グリセロリン酸カルシウム等補助剤を使用する場合は、指定されたものを使用し、添加量、添加場所をお守りください。
- (7) 指示薬溶液及びpHの確認に使用した生成水は飲まないように願います。
- (8) 初めて飲用する方は、pHの中性に近い範囲で、少量から飲用ください。還元水(アルカリ性電解水)の飲用量は、1日当たり500～1000mL程度を適量として使用ください。
- (9) 機器の分解、修理、改造を絶対に行わないでください。
- (10) コードをもって引き抜くなどコードの接続部に無理な力をかけないでください。
- (11) 生成水は生成後速やかに使用ください。
- (12) 生成水の保存方法及び保存日数は取扱説明書に従ってご使用ください。
- (13) 生成水の保存に適さない容器(取扱説明書記載)に保存しないでください。

【取扱上の注意】

消耗品、残留物など、並びに寿命の終わった機器及び附属品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って廃棄してください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 常に使用前後の点検を励行し、故障または異常が認められた時には、勝手に分解及び修理をしないで、下記製造販売業者(株)エナジックインターナショナル大阪に点検(修理)を依頼してください。
- (2) しばらく使用しなかった機器を使用するときは、正常に、かつ、安全に作動することを確認して使用ください。
- (3) 電源コードは容易に離脱しないように正しく確実に接続されていることを確認して使用ください。
- (4) 操作スイッチ、タイマー、液晶ディスプレイ、エラーブザーなどが正常に作動するか確認して使用ください。
- (5) 電極材料の想定される使用可能期間については、取扱説明書に従って対処ください。
- (6) 浄水器の寿命については、取扱説明書に従ってご使用ください。

【包装】

本体 : 紙製ダンボールによる包装
付属品 : 紙製ダンボールによる包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名 : 株式会社エナジックインターナショナル大阪
住 所 : 大阪府交野市星田北一丁目40番1号
電 話 : 072-893-2290

フリーダイヤル : 0120-84-4132

製 造 業 者 : 株式会社エナジックインターナショナル大阪工場
住 所 : 大阪府交野市星田北一丁目40番1号

販売業者の連絡先

住 所 : 東京都中央区京橋一丁目1番6号
越前屋ビル7F
電 話 : 03-5205-6032
株式会社エナジックインターナショナル