

類別：機械器具（16）体温計
管理医療機器 一般の名称：耳赤外線体温計（JMDN 17887000）
皮膚赤外線体温計（JMDN 17888000）

販売名：赤外線体温計TO-300

【警告】

- ・お子様だけでご使用にならないでください。

【禁忌・禁止】

- ・人以外の検温にはご使用にならないでください。
- ・外耳炎・中耳炎など耳に疾病のある方はご使用にならないでください。
- ・測定結果の自己判断や治療は危険ですので、医師の診断に従ってください。

【形状・構造及び原理等】



＜電気的定格＞

- ・定格電圧：DC3V
- ・電 源：リチウム電池（CR2032）
- ・電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
- ・電源に対する保護の程度による装着部の分類：B形装着部

＜原理＞

人の体温を測定するための装置です。プローブを耳内に挿入測定すると耳内の赤外線を赤外線センサーが検知し、その赤外線量をマイコンにより演算処理して体温を表示する。アタッチメントを額に接触測定すると額の赤外線を赤外線センサーが検知し、その赤外線量をマイコンにより演算処理して体温を表示する。

＜付帯機能＞

告知機能、自動電源遮断機能、体温値記録機能

【使用目的、効能又は効果】

体表面上の皮膚の体温を測定するために用いること。人の鼓膜及びその周辺の赤外線を測定することによって当該部位の温度を測定することにより、体温を測定し、デジタル表示すること。

【品目仕様】

- ・検知方式：赤外線
- ・検温部位：耳内／額を含む皮膚
- ・体温測定範囲：32.0℃～42.9℃
31.9℃以下になると「Lo」表示
43.0℃以上になると「Hi」表示
- ・測定精度：32.0℃～35.4℃：±0.3℃
35.5℃～42.0℃：±0.2℃
42.1℃～42.9℃：±0.3℃
- ・最小表示単位：0.1℃
- ・記憶機能：1回
- ・使用環境：15～38℃ 30～75%RH
- ・保管環境：-10～60℃ 30～90%RH

【操作方法又は使用方法等】

耳内で測定する場合

- 1 アタッチメントを外す。
- 2 電源ボタンを押すと全表示後に「M」と記憶値が表示される。
- 3 “ピッ”音が鳴り「M」が消え、耳マークの表示が残る。
- 4 プローブを耳内に装着し電源ボタンを押して離すと“ピー”音がなり体温が表示される。
- 5 30秒後に“ピッ”音とOFFが表示され電源が切れる。

額などで測定する場合

- 1 アタッチメントを装着する。
- 2 電源ボタンを押すと全表示後に「M」と記憶値が表示される。
- 3 “ピッ”音が鳴り「M」が消え、額マークの表示が残る。
- 4 アタッチメントを額に密着させ電源ボタンを押して離すと“ピー”音が鳴り体温が表示される。
- 5 30秒後に“ピッ”音と同時にOFFが表示され電源が切れる。

周囲温度を測定する場合

電源ボタンを長押しすると家マークが表示される。その状態で被測定物にセンサー部を向けて電源ボタンを押して離すと被測定物温度が表示され、30秒後に電源が切れる

【使用上の注意】

- (1) 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。また、お子様にご使用の際は、ケガに注意し、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
- (2) 運動・食事・入浴の後は十分な時間をおいてから体温を測定してください。
- (3) 測定する時は、プローブやセンサー部が清潔であることを確認してください。
- (4) 体温計はいつも清潔にお手入れしてください。ご使用後は、柔らかい布や脱脂綿等に消毒用アルコール又はぬるま湯を染み込ませて固く絞ったもので、プローブやセンサー部を軽く拭いてください。
- (5) 本体やアタッチメントに傷や破損、故障がある場合は、使用しないでください。
- (6) 耳が冷えている場合は、耳が温まってから測定してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- (1) 高温や直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。
- (2) 長期間保管する場合は、本体から電池を外してください。

【取り扱い上の注意】

- (1) 分解・改造・修理は絶対行わないでください。
- (2) 電池カバー部分は防水性はありません。電池カバー部分に水等をかけたり、本体に水等をつけたりしないでください。
- (3) 熱湯消毒はしないでください。
- (4) 丸洗いや超音波洗浄はしないでください。
- (5) 極端に曲げたり落としたり強い衝撃を与えないでください。
- (6) 電池が消耗した場合、表示部の中央に電池低圧マークが表示されます。このような場合、電池を交換してください。
- (7) 電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。

【保守・点検に関わる事項】

- (1) 使用前に清潔な状態にし、作動するか（電源が入るか）を確認してからご使用ください。
- (2) 汚れは、中性洗剤又はアルコールを染み込ませた布でよく拭いてください。

【包装】

本体 1 台／箱

【製造販売業及び製造者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ドリテック

埼玉県越谷市流通団地2-3-9

製 造 元：FAMIDOC TECHNOLOGY Co., LTD. (中国)

ファミドックテクノロジー

連 絡 先：株式会社ドリテック お客様相談センター

フリーコール 0120-875-019

受 付 時 間：月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00

(祝祭日および当社指定休日を除く)

本品はEMC規格：JIST0601-1-2：2012に適合しています

取扱説明書を必ずご参照ください。