

脱疾治療用器具 器 75 衛生用品
一般医療機器 脱疾治療用ストラップ 30883000

トラスケアベルト

【警告】

本器具は保存療法の為の製品であり完治を目的にしたものではありません。痛み、腫れ、患部が硬くなる、ふくらみが戻らなくなるなどの症状があるようでしたら必ず外科、または専門の医師にご相談下さい。

【禁忌・禁止】

鼠径ヘルニアが納まらない（元にもどらない）、又は睾丸に落ちてしまっている方（男性）などは本器具は使用できません。必ず外科、または専門の医師にご相談下さい。

【形状・構造及び原理等】



原理：トラススプリングの弾性力（元に戻ろうとする力）により、患部を押圧します。

【使用目的、又は効果】

本器具は様々な理由で鼠径ヘルニアの外科手術が困難な方の為のものです。トラススプリングの働きによりヘルニアの悪化を防止します。

【使用方法】

脱出している腸を腹部に戻し、その上から押さえるようにベルトを装着します。

●YouTube にて、取り扱い説明動画、製品の詳細な写真などが見られるのでご活用ください。（脱腸帯で検索）

【使用上の注意】

- 1) 本器具を分解しないで下さい。
- 2) スプリング部分を大きく開きすぎないでください。破損の原因になります。

【保守点検】

水で濡らした布等（スプリング部分はアルコールも可）で軽く拭いて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者：登坂尚紀 / トラス・ケア・ジャパン

※取扱説明書を必ずお読みください。



●YouTube の QR コード