

類別：機械器具 (22) 検眼用器具
一般医療機器：双眼倒像検眼鏡 JMDN37067000

ナイツハロゲン双眼倒像検眼鏡 IO-α Small Pupil

【警告】

- ・本器を使用して患者の眼底に直接照射する光量は、必要最小限とすること。
- ・本器使用時の照射時間は片眼1分を超えないこと。

【禁忌・禁止】

- ・滅菌はしないこと。
- ・電球は専用品以外のものは使用しないこと。
- ・専用トランスPSU-3K、バッテリーパックBP-Li、以外のものを使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状・構成は取扱説明書の「3. 各部の名称と働き」を参照のこと。

※

1. 電源トランス仕様品の構成

セット4 (フルセット)

(1) IO-α 本体部・額帯部	1
(2) 予備球 L-5 1	1
(3) ティーチングミラー	1
(4) 前パッド (予備)	2
(5) 電源トランスPSU-3K	1
(6) ACアダプタ	2
(7) トランス用金具一式	1
(8) トランス用ハンガーC	1
(9) デタッチメントチャート	1
(10) キャリングケース	1

※セット1～3の場合は上記構成の内、それぞれカッコ番号の内容で構成される。

セット3… (1)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(10)

セット2… (1)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)

セット1… (1)、(4)

※

2. バッテリーパック仕様品の構成

BPセット4 (フルセット)

(1) IO-α 本体部・額帯部	1
(2) 予備球 L-5 1	1
(3) ティーチングミラー	1
(4) 前パッド (予備)	2
(5) バッテリーパックBP-Li	1
(6) 充電電池2400RS	2
(7) 充電器	1
(8) 中間コード	1
(9) 取付金具一式	1
(10) ロングネックストラップ	1
(11) デタッチメントチャート	1
(12) キャリングケース	1

※BPセット1～3の場合は上記構成の内、それぞれカッコ番号の内容で構成される。

BPセット3 : (1)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(12)

BPセット2 : (1)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)

3. 寸法および質量

- (1) キャリングケース部寸法 : 470×330×200mm
- (2) IO-α 本体部質量 : 480g

4. 作動・動作原理

光源電球から出た光はコンデンサレンズ、対物レンズを通りミラーで90°反射され照明光となって非球面レンズで集光され被検眼に照射される。検者は非球面レンズによって拡大された眼底像を倒像で観察する。

【使用目的、効能又は効果】

眼球内部の検査に用いる機器で、検査時に立体像が得られる。

【品目仕様等】

本体部・額帯部

- (1) 光源：ハロゲン電球6V、10W
- (2) 接眼レンズ：+1.0D
- (3) 照野：前方500mmでφ19mm、φ50mm、φ80mm 3段切替
- (4) フィルタ：UV、無赤フィルタ、コバルトブルー
- (5) 眼幅調節範囲：54mm～74mm
- (6) 頭囲：530mm～630mm
- (7) オーバーバンド：本体部と一体ではね上げ可能

電源トランスPSU-3K部

- (1) 入力：AC100V、50/60Hz
- (2) 出力：DC2.3V-6V連続可変 (照明用電球端電圧)
- (3) 消費電力：35VA
- (4) 形式：卓上型、掛式の両用可能

バッテリーパックBP-Li

- (1) 充電電池2400RS：DC7.4V、2400mAh
- (2) 充電時間：約2時間
- (3) 放電時間：最大光量で約80分

【操作方法又は使用方法】

詳細は、取扱説明書の「4. 使用方法」を参照のこと。
なお使用後は電源トランスまたはバッテリーパックBP-Liの電源スイッチを切ること。

【使用上の注意】

- (1) 電源には専用トランスPSU-3K、バッテリーパックBP-Li、を使用すること。
- (2) 使用後は各電源のスイッチを切ること。

※

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 保管温度：-10℃～55℃
- (2) 耐用期間：8年

【保守・点検に係る事項】

- (1) 電球を交換するときは専用の部品を使用すること。
- (2) その他の保守・点検に関しては、取扱説明書の「5. 保守」を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名称：株式会社ナイツ

※住所：東京都千代田区一番町15-21
一番町コート4階

電話番号：03-3237-0551

取扱説明書を必ずご参照下さい。