

2026 年 7 月（第 1 版）

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄器キット 11297001

NSK イリゲーションチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止（未使用品を含む）
[変形又は破損する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

1) 構造（代表モデル）

イリゲーションチューブ S



2) 主な原材料

ポリ塩化ビニル、シリコン

3) 原理

電動式骨手術器械などのコントロールユニットに取り付けた注水ボトルから、ハンドピース先端へ生理食塩水を供給する。

【使用目的又は効果】

患者・ユーザーの身体の特定の部分又は部位の処置を行うために電動式骨手術器械などの装置とともに用いるものである。

【使用方法等】

- ① 電動式骨手術器械などのコントロールユニット（以降、「コントロールユニット」と呼ぶ）にイリゲーションチューブを接続する。
- ② イリゲーションチューブをハンドピースの注水ノズルに接続する。
- ③ コントロールユニットを作動させ使用する。
- ④ 使用後は、イリゲーションチューブを取り外し廃棄する。

【使用上の注意】

- ・汚染を避けるため、使用直前に開封すること。
- ・各接続部の緩みがないことを確認後使用すること。

1) 重要な基本的注意

- ・変形、曲がり、欠損、傷のあるものは使用しないこと。

2) 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
弊社の指定する製品以外の機器	使用禁止	本品が正しく作動せず、故障や事故の原因となるおそれ

3) 不具合・有害事象

本品の使用時に以下のような不具合・有害事象が発現する可能性がある。

<その他の不具合>

- ・本品の不適切な固定や、過度の負荷等による折損・破損又は曲がり。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2) 使用期限

使用期限は滅菌袋に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ナカニシ

ナカニシお客様相談窓口

 0120-7242-56

受付時間 9:00～17:00（土日・祝祭日を除く）

TEL：0289-64-3380

FAX：0289-62-5636

製造業者：プロメプラ

(PROMEPLA S.A.M.)

国名：モナコ