

機械器具 62 歯科用切削器
管理医療機器 歯科用多目的超音波治療器 70719000

バリ奥斯 970 (チップ)
バリ奥斯 370 (チップ)
バリ奥斯 170 (チップ)
** バリオスコンビ Pro (チップ)

機械器具 62 歯科用切削器
管理医療機器 歯科用エアスケーラ 70704000
ティーマックス S970 (チップ)

***【禁忌・禁止】**

＜使用方法＞

- ・チップは必ず指定されたパワーレンジ(チップのケース及びチップカードに記載)またはパワーレンジ以下で使用し、それ以外の設定で使用しないこと。[チップ破損のおそれ]
- ・変形、摩耗、錆の発生したチップは使用しないこと。[チップ破損によるけがのおそれ]
- ・チップを砥いで使用しないこと。[チップ破損によるけがのおそれ]

****【形状・構造及び原理等】**

1) 構造

＜バリ奥斯 970、バリ奥斯 370、バリ奥斯 170、バリ奥斯コンビ Pro＞

スケーリング用
G1(代表モデル)



ルートプレーニング用
P1(代表モデル)



少量形成、切削・研削用
G61D(代表モデル)



根管拡大用
E4D(代表モデル)



洗浄用
P40(代表モデル)



除去用
G25(代表モデル)



充てん(填)用
G28(代表モデル)



振動付与用
G21(代表モデル)



メンテナンス用
V-P10(代表モデル)



ホルダー
V10(代表モデル)



切開・切除用
G95(代表モデル)



＜ティーマックス S970＞

スケーリング用
S1(代表モデル)



ペリオ用
S10(代表モデル)



根管洗浄・拡大用
V-U15(代表モデル)



初期う蝕除去用
V-G70(代表モデル)



ホルダー
S75(代表モデル)



2) 原材料

＜バリ奥斯 970、バリ奥斯 370、バリ奥斯 170＞

ステンレス鋼
ステンレス鋼、ダイヤモンド砥粒を電着
ステンレス鋼、ポリエーテルエーテルケトン樹脂
ステンレス鋼、窒化チタニウム
ニッケルチタン合金

＜バリ奥斯コンビ Pro＞

ステンレス鋼
ステンレス鋼、ダイヤモンド砥粒を電着
ステンレス鋼、ポリエーテルエーテルケトン樹脂
ステンレス鋼、窒化チタニウム

＜ティーマックス S970＞

ステンレス鋼
ステンレス鋼、ダイヤモンド
ニッケルチタン合金

**【使用目的又は効果】

＜バリ奥斯 970、バリ奥斯 370、バリ奥斯 170＞

超音波を利用して歯垢若しくは歯石の除去、歯の切削、歯の根管の拡大、洗浄若しくは清掃、異物等の除去、根管充填材料等の充填、歯科修復物の接着性の強化、歯周組織の切開若しくは切除に用いること。

＜バリ奥斯コンビ Pro＞

超音波を利用して歯垢若しくは歯石の除去、歯の切削、歯の根管の拡大、洗浄若しくは清掃、異物等の除去、根管充填材料等の充填、歯科修復物の接着性の強化、歯周組織の切開若しくは切除、又は歯面の清掃に用いること（インプラント手術における骨の切削又は軟組織の剥離を行うものを除く）。

＜ティーマックス S970＞

歯科用ユニットから供給された圧縮空気によって振動を発生させ、歯石・歯垢の除去、歯の根管の拡大、歯の切削、歯周組織等の洗浄等を行うこと。

*【使用方法等】

1) 使用前準備

- ① 初回使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に記載の方法に従い、洗浄及び滅菌を行う。
- ② チップを選択し、ハンドピースへ取り付け。

2) 使用方法

ハンドピースを作動させてチップを振動させ、作業を開始する。

3) 使用後

- ① 患者の治療後、接続されている各構成品を取り外す。
- ② 【保守・点検に係る事項】に記載の方法に従い、洗浄及び滅菌を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・本品は、製造販売業者が指定する歯科用多目的超音波治療器、歯科用エアスケーラで使用し、他の製品では使用しないこと。
- ・必ず注水を行いながら使用すること。〔ハンドピースの発熱、または歯面を傷付けるおそれ〕
- ・本品をハンドピースに取り付けた後、確実にロックされているか確認すること。
- ・使用前に適切な出力設定になっていることを確認すること。
- ・使用する前に口腔外で空振動させ、振動、音、温度（発熱）等に異常を感じたら使用を中止すること。
- ・振動中、本品に長い時間触れたりつまんだりしないこと。
- ・治療部位に無理な力を加えて使用しないこと。
- ・本品の摩耗により出力が弱くなったと感じたら、新しいものと交換すること。
- ・チップのねじの部分にゴミが付着していたら清掃すること。〔ねじの部分にゴミが付着したまま取り付けると振動が弱くなったり、出力しないおそれ〕
- ・ホルダーにUファイルやVチップを取り付ける場合、キャップをEチップレンチで強く締めすぎないこと。
- ・ホルダーにUファイルやVチップが未装着の場合、キャップを指で締め付け、Eチップレンチを用いてキャップを締め付けけないこと。
- ・ラバーダムシートを使用すること。〔破折によるけがのおそれ〕

*【使用上の注意】

＜その他の注意＞

落下等の強い衝撃を与えないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

＜耐用期間＞

チップの摩耗、変形、コーティングの剥がれ等が発生した場合交換すること。

**【保守・点検に係る事項】

＜洗浄・滅菌＞

取扱説明書に記載の方法に従い、洗浄、滅菌を行う。

- ・滅菌に関する注意
 - － 乾燥工程を含め、135℃を超えた温度でオートクレーブ滅菌を行わないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ナカニシ

ナカニシお客様相談窓口



0120-7242-56

受付時間 9:00～17:00（土日・祝祭日を除く）

TEL:0289-64-3380

FAX:0289-62-5636

各チップの取扱説明書及び、歯科用多目的超音波治療器、歯科用エアスケーラの取扱説明書をご参照ください。