

機械器具(06)呼吸補助器
管理医療機器 救急蘇生マスク（JMDN：36066000）

エアークションマスク

再使用禁止

**ID-2581, ID-2582, ID-2583, ID-2584, ID-2585, ID-2586

【禁忌・禁止】

本品は 1 患者専用のディスポーザブル製品です。
再使用はしないこと。

**【形状・構造及び原理等】

■形状



■組成

番号	部品名	材質
①	接続部	ポリカーボネート樹脂
②	フックリング	ポリエチレン樹脂
③	クッション	医療用ポリ塩化ビニル
④	マスクベース	ポリカーボネート樹脂
⑤	空気圧調節用バルブ	ポリエチレン樹脂

マスクの接続口径規格：ISO 15/22

■種類

商品コード	サイズ	商品番号	サイズ
ID-2581	新生児用	ID-2584	小児用（大）
ID-2582	乳児用	ID-2585	成人用（小）
ID-2583	小児用（小）	ID-2586	成人用（大）

■作動・動作原理

本品で患者の鼻・口を被覆し、手動式蘇生器から送気される空気
又は酸素を供給します。

【使用目的又は効果】

■使用目的

心肺蘇生用マスクとして用います。

*【使用方法等】

■使用方法

1. 本品をビニル袋から取り出し、使用前にゴミ・汚れ等がない
ことを確認してください。
2. マスクを手動式蘇生器（又は人工呼吸器等）に接続します。

3. 指又は開口器等で患者の口を開きます。口腔内に異物がある場
合は取除いてください。
4. 患者の気道を確保するために、患者の頭を後ろに向けて、首・
肩に衣類等を入れて枕にします。
5. 頸椎骨折の場合には、必ず二人で行ってください。
6. 患者の口と鼻をマスクで塞ぎ、空気又は酸素との混合ガスが
漏れないように押し当ててください。
7. マスクに取り付ける手動式蘇生器（または人工呼吸器等）につい
ては、ご使用機器の取扱説明書・添付文書を参照ください。
8. i. 硬い場合：バルブをつまみ、クッション部を押して空気を
抜き、硬さを調節します
ii. 空気が少ない場合：シリンジ等で膨らませて調節します。
9. 必要に応じて別売りのヘッドバンドをフックリングに掛けてく
ださい。マスクを顔面に固定することができます。

*【使用上の注意】

1. マスクに取り付ける手動式蘇生器（又は人工呼吸器等）の接続
口の口径に注意し、必ず同じ規格のものを使用してください。
2. 本品は 1 患者専用です。患者毎に交換してください。煮沸消毒
はできません。
3. 本品の使用中は、マスクの透明部分を通し患者の唇と顔の色変
化を観察してください。
4. 酸素使用中は、発火物を近づけないでください（引火、爆発の
おそれがあります。）

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

■貯蔵・保管方法

浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。

■使用期限

製造後 3 年以内（使用期限内であっても破損・変色等が発生した
時点で廃棄してください）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社

製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch