

**2024 年 10 月改訂（第 5 版）

*2021 年 7 月改訂（第 4 版）

機械器具(6)呼吸補助器

管理医療機器 救急蘇生マスク（JMDN：36066000）

ポケットマスク

再使用禁止

** ID-1325

【禁忌・禁止】

- ・意識が残っている患者には使用しないこと。
[咽頭反射を誘発し、嘔吐や咽頭けいれんを起す原因となります。]
- ・本品は 1 患者専用のディスポーザブル製品です。
再使用はしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

■形状



■組成

医療用PVC、シリコンゴム、ポリプロピレン樹脂

■作動・動作原理

本品の構成品のマスクで患者の鼻・口を被覆し、マウストゥマウスにより空気又は酸素との混合ガスを供給します。
安心して使用できるように高性能フィルタ付逆止弁が付属されています。

【使用目的又は効果】

■使用目的

本品はポケットタイプ（携帯用）のマウストゥマウスによる人工呼吸用マスクとして用います。

*【使用方法等】

■使用方法

- (1) 本品を収納ケースから取り出し、ゴミ・汚れ・破損等がないことを確認してください。
- (2) マスクの接続口に蛇腹管を接続してください。
- (3) 口腔内に異物がないことを確認してください。
- (4) 患者の気道を確保するために、患者の頭を後ろに向け、首から肩にかけて衣類等を入れ枕にします。

- (5) 患者の口と鼻をマスクで被い、必要に応じてストラップを患者の後頭部にまわして固定します。送気時に空気が漏れるようであれば、マスクを軽く押し当ててください。
- (6) 蛇腹管の口元のマウスピースに施術者の口をつけて送気を繰り返し行ってください。（下図参照）



- (7) 蛇腹管を使用せず、シリコンレサシバッグと併用する場合は、フィルタ部にレサシバッグを接続して使用します。
- (8) 本品の酸素取り入れ口に別途用意する酸素チューブを接続することにより、酸素マスクとしても使用できます。
- (9) 本品は使用後廃棄してください。

【使用上の注意】

- (1) シリコンレサシバッグの取り扱い、付属の取扱説明書（添付文書）を参照してください



【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。

使用期限：製造後 3 年以内（使用期限内であっても破損・変色等が発生した時点で廃棄してください）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社

製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch